

# Appareil de drainage veino-lymphatique EUREDUC - TP05

Référence 09260



## Prix du produit :

# 2 899,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

L'appareil TP05 est conçu pour le drainage veino-lymphatique, soulageant les lourdeurs dans les jambes, œdèmes et troubles circulatoires. Son double gradient de pression automatique (D.G.P.A) et ses 5 chambres de gonflage garantissent une compression homogène et efficace. Pression réglable de 20 à 200 mB, avec durées de travail et repos ajustables.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

L'appareil TP05 est une solution performante de pressothérapie, favorisant la circulation veineuse et lymphatique. Grâce à son système de compression à 5 chambres, il permet un massage séquentiel optimisé, idéal pour réduire les œdèmes veineux et lymphatiques, améliorer la circulation sanguine, soulager les sensations de lourdeur dans les jambes et stimuler le remodelage corporel. Son double gradient de pression automatique (D.G.P.A) assure une progression de la compression, optimisant ainsi l'efficacité du drainage.

#### Caractéristiques principales

- Système à 5 chambres pour une compression progressive.
- Pression réglable de 20 à 200 mB (15-150 mmHg).
- Durées de travail, dégonflage et repos ajustables.



• **Dimensions**: 11 x 40 x 31 cm.

Poids : 6,5 kg.Puissance : 44 W.

Intensité sonore : 49 à 52 dB.
Alimentation : 220V / 50 Hz.

### **Avantages**

- Facile à utiliser avec une régulation automatique.
- Soulage efficacement les sensations de lourdeur dans les jambes et les œdèmes.
- Fourni avec 50 gaines hygiène pour un usage sécurisé.

#### Accessoires inclus

50 gaines hygiène offertes.

Garantie: 2 ans (1 an pour bottes et accessoires).

#### CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'appareil de massage** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins</u>.