

# Appareil de pressothérapie MK 400 DOCTOR LIFE

Référence 09261



### Prix du produit :

## 2 450,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

L'appareil de pressothérapie MK400 est conçu pour les kinésithérapeutes, offrant un drainage veino-lymphatique optimisé. Il dispose de 3 modes de pression (séquentielle, continue et alternée) et d'un système à 6 compartiments. Pression réglable de 10 à 200 mmHg, 6 vitesses, et temps de traitement ajustable de 0 à 99 min.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

L'appareil de pressothérapie MK400 est une solution professionnelle pour le traitement des troubles circulatoires et lymphatiques. Conçu pour offrir des séances personnalisées, il améliore la circulation, soulage les jambes lourdes et contribue à l'élimination des toxines et de la rétention d'eau.

#### Modes de fonctionnement

- Pression séquentielle : compression progressive des cellules.
- Pression continue : stimulation uniforme et constante.
- Mode alterné : combinaison des deux pour une thérapie optimisée.

#### Fonctions avancées :



- **SKIP**: permet d'exclure certaines cellules de la compression.
- REVERSE : favorise l'élimination des fluides.

#### **Indications**

- Insuffisances veineuses chroniques.
- Œdèmes veino-lymphatiques et lymphædèmes.
- Syndrome post-thrombotique et troubles thrombotiques.
- Soulagement des jambes lourdes et gonflées.

#### Caractéristiques principales

- Pression réglable de 10 à 200 mmHg.
- Minuterie ajustable de 0 à 99 minutes.
- 6 niveaux de vitesse pour une adaptation précise.
- Poids: 11 kg.

#### **Avantages**

- Système à 6 compartiments pour un drainage homogène.
- Personnalisation des séances grâce aux fonctions SKIP et REVERSE.
- Idéal pour un usage professionnel en kinésithérapie et esthétique.

#### Contenu du pack MK400

- 1 appareil de pressothérapie.
- 1 paire de bottes 6 cellules.

#### **Options disponibles:**

- 1 ceinture abdominale.
- 1 manchon 6 cellules.
- 2 élargisseurs de bottes.

#### CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'appareil de massage</u> ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins</u>.