

Appareil de pressothérapie MK 400 DOCTOR LIFE

Référence 09261



Prix du produit :

2 499,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**appareil de pressothérapie MK400** est conçu pour les kinésithérapeutes, offrant un drainage veino-lymphatique optimisé. Il dispose de **3 modes de pression** (séquentielle, continue et alternée) et d'un **système à 6 compartiments**. **Pression réglable de 10 à 200 mmHg**, 6 vitesses, et temps de traitement ajustable de 0 à 99 min.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

L'**appareil de pressothérapie MK400** est une solution professionnelle pour le traitement des troubles circulatoires et lymphatiques. Conçu pour offrir des **séances personnalisées**, il améliore la circulation, soulage les jambes lourdes et contribue à **l'élimination des toxines et de la rétention d'eau**.

Modes de fonctionnement

- **Pression séquentielle** : compression progressive des cellules.
- **Pression continue** : stimulation uniforme et constante.
- **Mode alterné** : combinaison des deux pour une thérapie optimisée.

Fonctions avancées :

- **SKIP** : permet d'exclure certaines cellules de la compression.
- **REVERSE** : favorise l'élimination des fluides.

Indications

- Insuffisances veineuses chroniques.
- Œdèmes veino-lymphatiques et lymphœdèmes.
- Syndrome post-thrombotique et troubles thrombotiques.
- Soulagement des jambes lourdes et gonflées.

Caractéristiques principales

- Pression réglable de 10 à 200 mmHg.
- Minuterie ajustable de 0 à 99 minutes.
- **6 niveaux de vitesse** pour une adaptation précise.
- **Poids** : 11 kg.

Avantages

- Système à 6 compartiments pour un drainage homogène.
- Personnalisation des séances grâce aux fonctions SKIP et REVERSE.
- Idéal pour un usage professionnel en kinésithérapie et esthétique.

Contenu du pack MK400

- 1 appareil de pressothérapie.
- 1 paire de bottes 6 cellules.

Options disponibles :

- 1 ceinture abdominale.
- 1 manchon 6 cellules.
- 2 élargisseurs de bottes.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus [d'appareil de massage](#) ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux [massage & coussins](#).