

PRESSOTHÉRAPIE PULSS PRESS 4 4 CHAMBRES DE COMPRESSION - avec 2 bottes

Référence 09262



Prix du produit :

594,77 € taxe inclu

Description brève du produit :

La pressothérapie Pulss Press 4 de PULSS intègre **4 chambres de compression**, un réglage de **20 à 200 mmHg** et un minuteur de **5 à 30 min** pour accompagner les séances en cabinet sur les membres inférieurs.

4 Chambres de compression • Pression 20 à 200 mmHg • Minuteur 5 à 30 min • Avec 2 bottes

Description du produit :

Pulss Press 4, appareil portable pour compression séquentielle

Cette pressothérapie portable est conçue pour les séances de compression séquentielle en cabinet. La **Pulss Press 4** fonctionne avec **4 chambres de compression** et est fournie avec **2 bottes** pour une utilisation dédiée aux membres inférieurs.

Le réglage de pression s'étend de **20 à 200 mmHg**, avec un minuteur ajustable de **5 à 30 minutes**. Ce paramétrage manuel permet d'adapter facilement la séance selon l'organisation du cabinet.

Avec ses dimensions de **14 x 20 x 20 cm**, l'appareil reste simple à placer et à déplacer. Idéal pour les kinésithérapeutes, cabinets de rééducation, centres de bien-être, médecins du sport et structures de récupération fonctionnelle.

Points forts

- **Compression en 4 chambres** : la répartition par zones permet un enchaînement séquentiel sur la jambe, adapté aux séances en cabinet.
- **Pression ajustable** : la plage de **20 à 200 mmHg** aide à régler l'intensité selon le protocole retenu et le confort d'utilisation.
- **Minuteur intégré** : le réglage de **5 à 30 minutes** facilite la gestion du temps de séance et la répétabilité des usages.
- **Format compact** : avec un encombrement de **14 x 20 x 20 cm**, l'appareil trouve facilement sa place dans une salle de soin.
- **Réglage manuel simple** : la prise en main rapide convient aux professionnels recherchant un dispositif facile à utiliser au quotidien.
- **Livré avec 2 bottes** : l'équipement est prévu pour démarrer directement les séances sur les membres inférieurs, sans élément additionnel à ajouter.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Appareil de pressothérapie portable

Modèle : Pulss Press 4

Nombre de chambres : 4

Pression : 20 à 200 mmHg

Minuteur : 5 à 30 min

Temps de compression : 2 min

Dimensions : 14 x 20 x 20 cm

Utilisation : Réglage manuel en cabinet

Zone d'application : Membres inférieurs

Conditionnement : Appareil vendu avec la paire de bottes

Garantie : 1 an

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le colis contient l'appareil de pressothérapie Pulss Press 4 ainsi qu'une paire de bottes. Cet ensemble est prévu pour une mise en route rapide sur les membres inférieurs.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser confortablement les séances, les tables de massage facilitent l'installation du patient et le positionnement des jambes. Les gels de massage peuvent s'intégrer avant ou après la séance. La catégorie rééducation du corps permet aussi de compléter l'équipement du cabinet.