

APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE PRESSCARE G300 PORTABLE GLOBUS

Référence 09263



Prix du produit :

712,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'appareil de pressothérapie **PressCare G300 GLOBUS** combine un format compact, **3 programmes** de compression séquentielle et une pression ajustable de **0 à 180 mmHg**, avec minuterie jusqu'à **99 minutes**. Existe en plusieurs options.

CE • 3 Programmes • Pression 0 à 180 mmHg • Poids 2,4 kg

Description du produit :

PressCare G300, pressothérapie portable pour un usage flexible

Ce appareil de pressothérapie a été pensé pour les professionnels recherchant une solution compacte et facile à déplacer. Le **PressCare G300 GLOBUS** intègre **3 programmes**, une pression réglable de **0 à 180 mmHg** et un poids limité à **2,4 kg**.

Sa minuterie réglable jusqu'à **99 minutes** simplifie l'organisation des séances, en cabinet comme lors d'utilisations ponctuelles hors salle de soin. Son faible encombrement facilite son installation sur un poste de travail, une table de soin ou un chariot mobile.

Idéal pour les kinésithérapeutes, cabinets de rééducation, centres de bien-être, cabinets esthétiques et professionnels du sport. Il s'adapte aux protocoles de drainage et de récupération avec une prise en main rapide.

Points forts

- **3 programmes intégrés** : les modes A, B et C permettent de varier la séquence de compression selon l'organisation de la séance.
- **Réglage de pression précis** : la plage de **0 à 180 mmHg** avec une tolérance de **± 10 %** autorise un ajustement adapté au protocole retenu.
- **Minuterie jusqu'à 99 minutes** : le temps de séance se paramètre simplement pour un suivi plus fluide de l'utilisation.
- **Appareil portable** : avec ses dimensions compactes et son poids net de **2,4 kg**, il se transporte et se range facilement.
- **Compatibilité étendue** : il fonctionne avec manchon, botte, bande abdominale/fessiers et extension de circonférence botte/manchon.
- **Utilisation simplifiée** : son fonctionnement électrique et son interface directe favorisent une mise en route rapide au quotidien.

Caractéristiques techniques

Marque : GLOBUS

Type de produit : Appareil de pressothérapie

Programmes : 3

Modes : A, B, C

Pression : 0 à 180 mmHg ± 10 %

Minuterie : Jusqu'à 99 minutes

Dimensions : 185 x 140 x 190 mm

Poids Net : 2,4 kg

Accessoires compatibles : Manchon, botte, bande abdominale/fessiers, extension de circonférence botte/manchon

Fonctionnement : Électrique

Utilisation : Réutilisable

Marquage : CE

EAN : 8032625827849

Garantie : 2 ans

Options : Appareil PRESSCARE G300 + 2 bottes + 1 ceinture abdominale ; Appareil PRESSCARE G300 + 2 bottes

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour améliorer l'installation pendant les séances, les tables de massage constituent un complément pertinent. En amont ou après la séance, les crèmes de massage et les appareils de massage peuvent s'intégrer à l'organisation du soin.

