

Appareil de pressothérapie presscare G300 GLOBUS

Référence 09263



Prix du produit:

699,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le PressCare G300 est un appareil de pressothérapie portable, conçu pour le drainage, la rétention d'eau et la relaxation musculaire. Il offre 3 modes de compression adaptés aux besoins circulatoires et esthétiques. Pression réglable (0 à 180 mmHg), minuterie jusqu'à 99 minutes. Idéal pour atténuer les sensations de lourdeurs dans les jambes lourdes, massages et bienêtre.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

Le PressCare G300 fait partie de la nouvelle gamme d'appareils de pressothérapie GLOBUS, offrant des prestations professionnelles dans un format léger et compact. Son système de compression séquentielle permet une stimulation efficace de la circulation veino-lymphatique, idéal pour améliorer le drainage des fluides, soulager la sensation de lourdeur dans les jambes et favoriser le bien-être général.

Modes de fonctionnement

Mode A: compression progressive **secteur par secteur** du bas vers le haut.

Mode B : compression **simultanée de deux chambres**, imitant l'effet des bottes overlap. **Mode C** : compression **globale**, maintenant la pression jusqu'à l'extrémité du membre traité.



Caractéristiques principales

- Drainage et amélioration de la circulation.
- Soulagement des jambes et bras gonflés.
- Rétention d'eau et cellulite.
- Relaxation et massages musculaires.
- 3 programmes personnalisés pour un drainage efficace.
- Pression réglable : 0 à 180 mmHg.
- Minuterie ajustable jusqu'à 99 minutes.
- Poids: 2,4 kg.
- **Dimensions**: 185 x 140 x 190 mm.

Avantages

- Dispositif léger et portable.
- Système de compression performant et polyvalent.
- Idéal pour un usage santé, bien-être et esthétique.

Accessoires en option :

- Manchon, botte, bande abdominale/fessiers.
- Extension pour bottes et manchon.

Garantie: 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'appareil de massage</u> ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins.</u>