

Appareil de pressothérapie presscare G200 GLOBUS

Référence 09264



Prix du produit :

661,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **PressCare G200** appartient à la nouvelle gamme d'appareils de pressothérapie **GLOBUS**, conçus pour offrir des prestations professionnelles dans un format compact et facile d'utilisation. Grâce à son système de compression séquentielle, il stimule efficacement la circulation veino-lymphatique, réduisant ainsi la rétention d'eau, **la sensation de lourdeur dans les jambes et la fatigue musculaire.**

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Le **PressCare G200** appartient à la nouvelle gamme d'appareils de pressothérapie **GLOBUS**, conçus pour offrir des prestations professionnelles dans un format **compact et facile d'utilisation**. Grâce à son **système de compression séquentielle**, il stimule efficacement la circulation veino-lymphatique, réduisant ainsi la **rétention d'eau, la sensation de lourdeur dans les jambes et la fatigue musculaire.**

Modes de fonctionnement

- **Mode A** : compression **progressive secteur par secteur**, du bas vers le haut.
- **Mode B** : compression **simultanée de deux chambres**, imitant l'effet des bottes overlap.

Caractéristiques principales

- Drainage et stimulation de la circulation sanguine.
- Soulagement des jambes et bras gonflés.
- Réduction de la rétention d'eau et de la cellulite.
- Relaxation et massage musculaire.
- **2 programmes** pour une thérapie adaptée.
- Pression réglable : 0 à 180 mmHg.
- Minuterie ajustable jusqu'à 99 minutes.
- **Poids** : 2,4 kg.
- **Dimensions** : 185 x 140 x 190 mm.

Avantages

- Appareil léger et facile à transporter.
- Idéal pour un usage santé, bien-être et esthétique.
- Système de compression performant pour une relaxation optimale.

Accessoires en option :

- Kit de batterie.
- Manchon, botte, bande abdominale/fessiers.
- Extension pour bottes et manchon.

Garantie : 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus [d'appareil de massage](#) ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux [massage & coussins](#).