

# Appareil de pressothérapie presscare G200 GLOBUS

Référence 09264



### Prix du produit :

# 649,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Le PressCare G200 appartient à la nouvelle gamme d'appareils de pressothérapie GLOBUS, conçus pour offrir des prestations professionnelles dans un format compact et facile d'utilisation. Grâce à son système de compression séquentielle, il stimule efficacement la circulation veino-lymphatique, réduisant ainsi la rétention d'eau, la sensation de lourdeur dans les jambes et la fatigue musculaire.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

Le PressCare G200 appartient à la nouvelle gamme d'appareils de pressothérapie GLOBUS, conçus pour offrir des prestations professionnelles dans un format compact et facile d'utilisation. Grâce à son système de compression séquentielle, il stimule efficacement la circulation veino-lymphatique, réduisant ainsi la rétention d'eau, la sensation de lourdeur dans les jambes et la fatigue musculaire.

#### Modes de fonctionnement

- Mode A: compression progressive secteur par secteur, du bas vers le haut.
- Mode B : compression simultanée de deux chambres, imitant l'effet des bottes overlap.



#### Caractéristiques principales

- Drainage et stimulation de la circulation sanguine.
- Soulagement des jambes et bras gonflés.
- Réduction de la rétention d'eau et de la cellulite.
- Relaxation et massage musculaire.
- 2 programmes pour une thérapie adaptée.
- Pression réglable : 0 à 180 mmHg.
- Minuterie ajustable jusqu'à 99 minutes.
- Poids: 2,4 kg.
- **Dimensions**: 185 x 140 x 190 mm.

#### **Avantages**

- Appareil léger et facile à transporter.
- Idéal pour un usage santé, bien-être et esthétique.
- Système de compression performant pour une relaxation optimale.

## Accessoires en option :

- Kit de batterie.
- Manchon, botte, bande abdominale/fessiers.
- Extension pour bottes et manchon.

Garantie: 2 ans.

#### CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'appareil de massage</u> ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins</u>.