

DETERGENT DESINFECTANT ENZYMATIQUE L9 DOSEUR FRANKLAB - flacon de 1 l

Référence 09276



Prix du produit :

20,96 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **détergent désinfectant enzymatique L9 doseur FRANKLAB** est conçu pour la pré-désinfection des instruments immergeables, en instrumentation comme en endoscopie, grâce à son complexe tri-enzymatique. Son **flacon doseur de 1 L** facilite une préparation à **0,5 %** et convient à un trempage pouvant aller jusqu'à **72 h**.

DM IIb • Bactéricide, levuricide, virucide •
Complexe tri-enzymatique • Flacon doseur 1 L

Description du produit :

L9 Franklab, dosage pratique pour la pré-désinfection

Ce détergent désinfectant enzymatique est destiné à la pré-désinfection des dispositifs médicaux immergeables avant leur retraitement complet. Le **détergent désinfectant enzymatique L9 doseur Franklab** réunit des tensioactifs performants et un complexe tri-enzymatique pour accompagner l'élimination des souillures organiques.

Il s'emploie sur l'instrumentation médico-chirurgicale, le matériel d'endoscopie, l'ophtalmologie et

la contactologie. Son **flacon doseur de 1 L** permet de préparer rapidement une solution à **0,5 %**, pratique lorsque les bains doivent être renouvelés au fil de l'activité.

Compatible avec l'utilisation en bac à ultrasons, il respecte l'intégrité des instruments pendant un **trempe jusqu'à 72 h**. Idéal pour blocs opératoires, services d'endoscopie, cabinets médicaux, cliniques, cabinets dentaires et infirmiers de stérilisation.

Points forts

- **Action tri-enzymatique** : la protéase, l'amylase et la lipase participent au décollement des résidus organiques avant la phase de traitement complète.
- **Préparation à 0,5 %** : ce dosage simple aide à gagner du temps dans les zones où les instruments s'enchaînent rapidement.
- **Flacon doseur 1 L** : le conditionnement facilite la mise en solution et rend l'usage plus pratique au quotidien.
- **Compatible bac à ultrasons** : le produit s'intègre facilement aux protocoles de nettoyage déjà en place dans les services techniques.
- **Trempe jusqu'à 72 h** : l'intégrité du matériel est préservée durant cette durée, utile en cas de traitement différé.
- **Large spectre documenté** : activité bactéricide, levuricide et virucide pour accompagner l'étape de pré-désinfection des dispositifs immergeables.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Détergent désinfectant enzymatique

Utilisation : Pré-désinfection des dispositifs médicaux immergeables

Applications : Instrumentation médico-chirurgicale, matériel d'endoscopie, ophtalmologie, contactologie

Contenance : 1 L

Conditionnement : Flacon doseur

Dilution : 0,5 %

Composition : Complexe tri-enzymatique avec protéase, amylase, lipase et tensioactifs

Compatibilité : Utilisable en bac à ultrasons

Temps de trempe : Jusqu'à 72 h

Fabrication : Française

Marque : FRANKLAB

Classe DM/EPI : DM IIb

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM IIb

Norme : EN14885:2018

Norme : EN 13727, EN 14561

Norme : EN 13624, EN 14562

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser l'immersion et la préparation des solutions, les bacs de trempage & accessoires apportent une aide pratique. Un nettoyeur à ultrasons peut compléter le protocole sur les zones difficiles d'accès. Les gants stériles facilitent la manipulation du matériel dans de bonnes conditions d'hygiène.

JJ/26