

Électrostimulateur pro drive MAGNUM 2

Référence 09287



Prix du produit :

589,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pro Le Magnum 2 Drive est électrostimulateur à magnétothérapie conçu pour soulager les douleurs dans le dos ou dans d'autres parties du corps. Grâce à ses 2 canaux indépendants et une intensité jusqu'à 400 Gauss, il agit efficacement sur les douleurs, inflammations. arthroses et fractures. programmes intégrés, batterie rechargeable et programmation personnalisée.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Le Magnum 2 Pro Drive est une solution thérapeutique avancée permettant d'atténuer les douleurs chroniques, inflammations et troubles orthopédiques causés par une posture prolongée en voiture ou au travail. Sa technologie de magnétothérapie pulsée favorise la régénération des tissus et la réduction des œdèmes.

Caractéristiques principales

- 41 programmes intégrés pour douleurs, inflammations et fractures.
- 2 canaux indépendants pour traiter différentes zones simultanément.
- Puissance jusqu'à 400 Gauss (200 Gauss par canal).
- Fonction 1+1 : possibilité d'exécuter 2 programmes en même temps.
- Programmation personnalisée : mémorisation de 5 programmes.
- Batterie rechargeable et alimentation secteur.
- Écran : 2,6 pouces.
- Fréquence : 5-200 Hz.



• **Duty Cycle** : 5-50 %.

• **Dimensions**: $100 \times 160 \times 35$ mm.

• Poids: 450 g.

Avantages

Idéal pour :

- Douleurs dorsales et articulaires.
- Inflammations (tendinites, canal carpien, épicondylite).
- Arthrose et arthrite.
- Fractures et troubles osseux.
- Traumatismes et œdèmes.

Avantages du Magnum 2 Pro Drive :

- Réduction des douleurs liées à la conduite et à la sédentarité.
- Favorise la récupération après blessures ou interventions chirurgicales.
- Utilisation simple avec des programmes préconfigurés et personnalisables.

Accessoires inclus

- 1 Mallette de transport.
- 1 Unité Magnum 2 Pro Drive.
- 1 Tapis mou 250 x 250 mm.
- 2 Solénoïdes flexibles 300 x 100 mm.
- 1 Magnum Test.
- 1 Alimentation secteur.
- 1 Manuel d'utilisation.

Liste des 41 programmes intégrés

- Arthrose & Arthrite: arthrose cervicale, genou, hanche, main, colonne, etc.
- **Douleurs**: mal de dos, douleurs articulaires, algodystrophie...
- Inflammations : tendinites, canal carpien, épicondylite...
- Orthopédie : prothèses, fusion spinale, ostéotomie...
- Pathologies osseuses : fractures, pseudarthrose, ostéoporose...
- Traumatismes et œdèmes : entorses, ulcères, contusions...

CE.

Trouvez <u>l'electrostimulateur</u> qui vous correspond parmi un panel varié dédiée à l'<u>electrothérapie</u> et commandez dès maintenant !