

ÉLECTROSTIMULATEUR MAGNUM 2 PRO DRIVE MAGNÉTHÉRAPIE GLOBUS - appareil 41 programmes

Référence 09287



Prix du produit :

600,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **MAGNUM 2 PRO DRIVE GLOBUS** associe **41 programmes**, **2 canaux** séparés et une puissance allant jusqu'à **400 Gauss** au total pour la magnétothérapie à champs magnétiques pulsés basse fréquence. Son format mobile répond aux besoins en rééducation, en accompagnement orthopédique et lors d'usages prolongés en position assise.

2 Canaux indépendants • 41 Programmes • 400 Gauss au total • Batterie rechargeable

Description du produit :

Magnum 2 Pro Drive, puissance et mobilité au quotidien

Cet appareil de magnétothérapie **MAGNUM 2 PRO DRIVE GLOBUS** repose sur des champs magnétiques pulsés basse fréquence pour une utilisation aussi bien fixe que mobile. Il intègre **41 programmes**, **2 canaux** indépendants et délivre jusqu'à **400 Gauss** en moyenne au total.

Avec ses dimensions de **100 x 160 x 35 mm** et son poids net de **450 g**, il se glisse facilement dans sa mallette pour les déplacements. L'alimentation sur secteur ou par batterie rechargeable apporte une vraie souplesse d'organisation au cabinet comme hors site.

Sa fonction **1+1** autorise l'exécution simultanée de deux programmes différents, un par canal. Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de physiothérapie et professionnels du suivi orthopédique.

Points forts

- **41 programmes prédéfinis** : permettent de disposer d'une bibliothèque étendue pour l'arthrose, la douleur, l'inflammation, l'orthopédie, les pathologies osseuses et les traumatismes.
- **2 canaux indépendants** : offrent la possibilité de travailler sur deux zones distinctes ou d'appliquer deux réglages différents selon l'objectif recherché.
- **Puissance jusqu'à 400 Gauss au total** : avec **200 Gauss** en moyenne par canal, l'appareil s'utilise avec les diffuseurs fournis dans des protocoles variés.
- **Fonction 1+1** : facilite la gestion de deux programmes en parallèle pendant une même session, avec un programme attribué à chaque canal.
- **Mémoire utilisateur** : la programmation libre permet d'enregistrer jusqu'à **5 programmes personnalisés** pour retrouver rapidement des paramètres habituels.
- **Alimentation secteur et batterie rechargeable** : adaptée à un usage sédentaire puis nomade au fil de la journée, sans changer d'équipement.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : GLOBUS

Type de produit : Appareil de magnétothérapie à champs magnétiques pulsés basse fréquence

Programmes : 41 programmes prédéfinis

Canaux : 2 indépendants

Intensité : 200 Gauss en moyenne par canal, 400 Gauss en moyenne au total

Fréquence : 5 à 200 Hz

Duty cycle : 5 à 50%

Programmation libre : Mémorisation jusqu'à 5 programmes personnalisés

Fonctionnement : Fonction 1+1, 2 programmes différents simultanément

Alimentation : Secteur et batterie rechargeable

Dimensions : 100 x 160 x 35 mm

Poids Net : 450 g

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le coffret comprend 1 mallette, 1 unité de magnétothérapie Magnum 2 Pro Drive, 1 tapis mou **250 x 250 mm**, 2 solénoïdes flexibles **300 x 100 mm**, 1 Magnum Test, 1 alimentation secteur et 1 manuel d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Des batterie pour électrostimulateur supplémentaires peuvent être utiles pour prolonger l'utilisation en mobilité. Les câbles pour électrostimulateurs simplifient le remplacement d'un

élément d'usure, tandis qu'une mallette médicale aide à organiser le transport de l'appareil et de ses accessoires.

JJ/26