

Electrostimulateur MYOPLUS PRO - NEUROTRAC

Référence 09289



Prix du produit :

989,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le Neurotrac MyoPlus Pro est un électrostimulateur professionnel avec biofeedback, conçu pour la rééducation fonctionnelle, uro-gynécologique et sportive. Écran tactile couleur, connexion Bluetooth, assistance vocale et 32 programmes intégrés. Livré complet avec logiciel Neurotrac et accessoires.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

Le Neurotrac MyoPlus Pro est un dispositif avancé d'électrostimulation et de biofeedback, idéal pour la revitalisation uro-gynécologique, fonctionnelle et musculaire. Il intègre une technologie de stimulation neuromusculaire (NMES), un canal de biofeedback (EMG) et une stimulation déclenchée par électromyographie (ETS).

Caractéristiques principales

- Électrostimulation (NMES) et biofeedback (EMG) pour un suivi précis.
- Mode ETS : stimulation déclenchée par électromyographie.
- Logiciel Neurotrac fourni : suivi patient, graphiques, jeux interactifs.
- 1 canal EMG (biofeedback) et NMES (stimulation neuromusculaire).
- 1 canal ETS (stimulation déclenchée par électromyographie).
- Connexion Bluetooth pour un suivi sur ordinateur.



Fonctionnalités avancées :

- Écran tactile couleur avec interface intuitive.
- Connexion Bluetooth pour un suivi des séances sur ordinateur.
- Assistance vocale intégrée pour guider l'utilisateur.
- Possibilité de mettre des programmes favoris sur l'écran d'accueil.

Programmes inclus:

- 22 programmes pour la rééducation fonctionnelle et sportive.
- 10 programmes personnalisables pour s'adapter aux besoins spécifiques.

Avantages

- Idéal pour les professionnels et la rééducation à domicile.
- Personnalisation avancée des programmes.
- Compatible Bluetooth pour un suivi numérique des séances.

Accessoires inclus

- 4 piles 1,5V.
- Dongle Bluetooth.
- 4 électrodes autocollantes.
- Câbles de connexion.
- Logiciel Neurotrac pour analyse et suivi des progrès.

Garantie 2 ans.

CE.

Trouvez **l'electrostimulateur** qui vous correspond parmi un panel varié dédiée à l'<u>electrothérapie</u> et commandez dès maintenant !