

NEUROTRAC MYOPLUS PRO

électrostimulation biofeedback Bluetooth

NEUROTRAC - 1 canal

Référence 09289



Prix du produit :

1 008,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **NEUROTRAC MYOPLUS PRO** réunit EMG, NMES, ETS et Bluetooth dans une solution professionnelle **1 canal**. Son écran tactile couleur, ses **47 programmes** et ses **10 programmes personnalisables** accompagnent les prises en charge uro-gynécologiques, fonctionnelles et sportives.

CE • Bluetooth • 47 Programmes • 1 Canal

Description du produit :

Neurotrac MyoPlus Pro, biofeedback et électrostimulation professionnelle

Ce électrostimulateur **NEUROTRAC MYOPLUS PRO** associe biofeedback EMG, stimulation NMES, mode ETS et communication Bluetooth dans une version **1 canal**. Son écran tactile couleur permet une prise en main rapide pour organiser les séances de rééducation périnéale, fonctionnelle et antalgique. Idéal pour les sages-femmes, kinésithérapeutes, cabinets de rééducation, centres de soins et établissements spécialisés.

Pour les besoins en uro-gynécologie, l'appareil intègre **22 programmes plancher pelvien**. Il propose également **25 programmes** destinés à la rééducation fonctionnelle, sportive et antalgique afin d'adapter le travail selon l'objectif recherché.

Le logiciel professionnel Neurotrac pour PC, inclus avec l'équipement, aide au suivi, à l'enregistrement des données et à l'affichage d'exercices visuels. La liaison sans fil par dongle Bluetooth offre davantage de liberté d'installation pendant l'utilisation.

Points forts

- **Technologies réunies** : combine EMG, NMES, ETS et TENS dans un même appareil pour couvrir des usages de rééducation périnéale, neuro-musculaire, sportive et antalgique.
- **Bibliothèque de programmes complète** : comprend **47 programmes**, avec 22 dédiés au plancher pelvien et 25 à la rééducation fonctionnelle, sportive et antalgique.
- **Réglages adaptables** : les **10 programmes personnalisables** permettent d'ajuster l'utilisation selon les habitudes du praticien et le protocole retenu.
- **Interface visuelle pratique** : l'écran tactile couleur simplifie la navigation et favorise une utilisation fluide au cabinet.
- **Biofeedback ludique** : **4 jeux biofeedback** sont intégrés pour illustrer le travail de contraction et de relâchement musculaire pendant la séance.
- **Connexion sans fil Bluetooth** : fonctionnement avec dongle et portée jusqu'à **10 m** pour exploiter le logiciel PC avec plus de souplesse.

Caractéristiques techniques

Marque : NEUROTRAC

Type de produit : Appareil de biofeedback et d'électrostimulation professionnel

Fonctionnement : EMG, NMES, ETS, TENS

Connexion Bluetooth : Oui

Écran : Écran tactile couleur

Canaux : 1 canal

Programmes intégrés : 47 programmes

Programmes plancher pelvien : 22

Programmes rééducation fonctionnelle, sportive et antalgique : 25

Programmes personnalisables : 10

Jeux biofeedback : 4

Logiciel inclus : Logiciel professionnel Neurotrac pour PC, licence 5 postes

Portée sans fil : Jusqu'à 10 m

Alimentation : 4 piles AAA 1,5 V

Autonomie : 8 à 16 heures en mode STIM, 25 heures en mode EMG

Utilisation : Réutilisable

Compatibilité : Sondes et électrodes à deux fiches bananes 2 mm

Conditionnement : Appareil livré avec 4 piles 1,5 V, 1 dongle Bluetooth, 4 électrodes autocollantes, câbles de connexion

Garantie : 2 ans hors piles, câbles, accessoires

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le pack contient l'appareil Neurotrac MyoPlus Pro, 4 piles AAA 1,5 V, 1 dongle Bluetooth, 4

électrodes autocollantes, les câbles de connexion ainsi que le logiciel professionnel Neurotrac pour PC.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les électrode neurostimulation - accessoires thérapeutiques sont utiles pour le renouvellement des consommables de surface. Les câbles pour électrostimulateurs aident à maintenir le matériel opérationnel. Vous pouvez aussi explorer la catégorie rééducation périnéale pour les accessoires associés.

JJ/26