


ELECTROSTIMULATEUR PHYSIOLASER 1000 LASER THÉRAPEUTIQUE GLOBUS - appareil 1000 mw

Référence 09290



Prix du produit :

2 335,80 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Physiolaser 1000 GLOBUS** met à disposition une puissance de **1000 mW**, une longueur d'onde de **810 nm** et **30 programmes** pour les pratiques en rééducation, physiothérapie et suivi fonctionnel.

CE • Classe IIb • 30 Programmes • 1000 mW

Description du produit :

Physiolaser 1000, performance laser pour la rééducation

Ce appareil à ultrason et laser **Physiolaser 1000 GLOBUS** fonctionne avec une puissance de **1000 mW** et une longueur d'onde de **810 nm**. Il intègre des programmes dédiés aux usages santé, rehab, esthétique et fitness pour structurer les séances en cabinet.

Son utilisation peut se faire en mode à points ou à scansion, avec un fonctionnement continu ou pulsé. Cette configuration permet d'adapter le travail aux zones musculaires et articulaires selon l'objectif de prise en charge fonctionnelle.

Idéal pour les kinésithérapeutes, médecins du sport, centres de rééducation, cabinets de physiothérapie et structures de soins fonctionnels.

Points forts

- **Puissance de 1000 mW** : un niveau adapté à un usage professionnel pour mener

différents protocoles de photobiomodulation et de rééducation.

- **30 programmes enregistrés** : l'appareil propose **23 programmes Santé & Rehab** et **7 programmes Esthétique & Fitness** pour diversifier les pratiques.
- **Deux modes d'application** : le travail à points cible précisément une zone, tandis que la scansion facilite le traitement de surfaces plus étendues.
- **Continu ou pulsé** : ces deux fonctionnements aident à ajuster les paramètres de séance selon la zone concernée et le protocole retenu.
- **Transport simplifié** : la présence d'une mallette rend les déplacements plus pratiques entre plusieurs salles ou espaces de soins.
- **Équipement complet** : tête laser, lunettes patient, lunettes opérateur, adaptateur secteur et manuel sont fournis pour une mise en service immédiate.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Laser thérapeutique professionnel

Marque : GLOBUS

Modèle : Physiolaser 1000

Puissance : 1000 mW

Longueur d'onde : 810 nm

Typologie laser : Ga Al As Diode

Divergence du faisceau : 13°

Dimensions points : 3,5 mm et 11.5 mm

Fonctionnement : Continu et pulsé

Programmes : 30

Détail programmes : 23 Santé & Rehab, 7 Esthétique & Fitness

Modes : À points et à scansion

Alimentation : Adaptateur secteur

Conditionnement : Appareil complet avec accessoires

Marquage : Conforme à la directive 93/42/CEE

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : IIb

Norme : CEI EN 60825-1

Conformité : Directive 93/42/CEE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage comprend 1 mallette transportable, 1 unité Physiolaser 1000, 1 tête laser, 1 paire de lunettes pour le patient, 1 paire de lunettes pour l'opérateur, 1 manuel d'utilisation et 1 adaptateur secteur.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement du poste, les protections oculaires - laser - ipl - uv sont utiles pendant les séances. Une crème de massage chauffante peut accompagner la préparation manuelle, tandis que les tables de massage favorisent une installation adaptée du patient.

JJ/26