

Electrostimulateur PHISIOLASER 1000 - GLOBUS

Référence 09290



Prix du produit :

2 290,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le Physiolaser 1000 Globus est un dispositif laser de classe IV, conçu pour le traitement des douleurs et inflammations musculaires et articulaires. Il stimule la microcirculation, accélère la régénération cellulaire et favorise un soulagement rapide et naturel.

30 programmes intégrés (23 Santé & Réhabilitation – 7 Esthétique & Fitness). Livré complet avec accessoires et lunettes de protection.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit :

Le Physiolaser 1000 Globus est l'un des appareils d'électrostimulation et de thérapie laser les plus avancés du marché. Il est conçu pour réduire les douleurs et inflammations grâce à une stimulation des tissus en profondeur, améliorant ainsi la microcirculation et le processus naturel de guérison.

Caractéristiques principales

- Dispositif médical de classe IIb Laser de classe IV.
- Longueur d'onde : 810 nm Puissance : 1000 mW.
- Divergence du faisceau : 13°.



- **Dimensions des points :** 3,5 mm et 11,5 mm.
- Fonctionnement en continu ou pulsé.
- Programmes : à points et à scansion.
- Conforme à la directive 93/42/CEE.

Avantages

- Alternative efficace aux analgésiques et anti-inflammatoires.
- Réduction de la durée des pathologies inflammatoires.
- Favorise une récupération rapide et naturelle.

Accessoires inclus

- 1 mallette de transport.
- 1 unité Physiolaser 1000.
- 1 tête laser.
- 1 paire de lunettes de protection pour le patient.
- 1 paire de lunettes de protection pour l'opérateur.
- 1 adaptateur secteur.
- 1 manuel d'utilisation.

Garantie 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'accessoires</u> <u>d'électrostimulation</u> ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'<u>électrothérapie</u>.