

Electrostimulateur - EVOSTIM T

Référence 09291



Prix du produit :

309,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'EvoStim® T est un électrostimulateur **thérapeutique** à 2 canaux, conçu pour la **stimulation antalgique (TENS)** et **neuromusculaire (NMS)**. Il offre 4 modes **standard** et **2 programmes dédiés** au traitement de la douleur aiguë et chronique. Doté d'un **écran tactile LCD rétroéclairé**, il permet un **réglage précis** et une personnalisation avancée des séances.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit :

L'EvoStim® T est une **solution avancée d'électrostimulation**, idéale pour **soulager la douleur et renforcer les muscles** grâce à la **technologie TENS et NMS**. Il dispose d'un **grand écran tactile intuitif** et d'une **roue de réglage ergonomique**, facilitant la navigation et l'ajustement des paramètres.

- **TENS (Neurostimulation Électrique Transcutanée)** : blocage des signaux de douleur.
- **NMS (Stimulation Neuromusculaire)** : amélioration du tonus musculaire et de la rééducation.
- **6 touches tactiles** pour une sélection rapide des programmes.
- **Possibilité de stocker jusqu'à 9 programmes personnalisés par touche.**
- **Intensité indépendante sur les deux canaux** pour un traitement ciblé.

Caractéristiques principales

- **4 modalités standard** : CONSTANT, BURST, MODULATE, MUSCULAR.
- **2 programmes spécifiques** : douleur aiguë et douleur chronique.
- **10 programmes** musculaires modifiables.
- **10 programmes** pour douleur aiguë modifiables.
- **10 programmes** pour douleur chronique modifiables.
- **Technologie Intellistim®** : adaptation intelligente des programmes.
- **Afficheur LCD rétroéclairé multicolore** pour une meilleure lisibilité.
- **Détection automatique des circuits ouverts** pour éviter les mauvaises connexions.
- **2 canaux indépendants** avec réglage d'intensité séparé.
- **Modes de stimulation** : TENS, NMS.
- **Alimentation** par piles ou secteur.

Avantages

- **Personnalisation avancée des traitements** avec 30 programmes modifiables.
- **Ergonomie optimisée** grâce à un écran tactile et une molette de réglage intuitive.
- **Technologie TENS et NMS combinées** pour une action efficace sur la douleur et les muscles.
- **Portable et facile à utiliser** pour une utilisation à domicile ou en cabinet.

Accessoires inclus

- 1 unité EvoStim T.
- 4 électrodes autocollantes.
- Câbles de connexion.
- Guide d'utilisation.

Garantie 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'[électrothérapie](#).