

Electrostimulateur - EVOSTIM E

Référence 09292



Prix du produit :

449,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'EvoStim® E est un **électrostimulateur** avec biofeedback, conçu pour la **rééducation musculaire** périnéale et externe. Il associe électrostimulation, **biofeedback** électromyographique (EMG) et **stimulation** évoquée par signal EMG. **Interface tactile intuitive**, programmes modifiables et feedback visuel. Livré avec électrodes et sonde vaginale.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit :

L'EvoStim® E est une solution complète pour la **rééducation musculaire**, alliant **électrostimulation** passive, **biofeedback** actif et rééducation cognitive par stimulation évoquée. Il permet de traiter les muscles externes avec des **électrodes transcutanées**, ainsi que les muscles périnéaux à l'aide de **sondes spécifiques**. Le **biofeedback électromyographique (EMG)** analyse l'activité musculaire tandis que la **stimulation évoquée par signal EMG** se déclenche automatique en réponse au biofeedback..

Caractéristiques principales

- **Grand écran LCD tactile** pour une navigation intuitive.
- **6 touches de sélection rapide** pour accéder aux programmes (URGE-STRE-MIX-PAIN).
- **Feedback visuel circulaire et à barre** pour suivre l'évolution des contractions musculaires.
- **Un canal de stimulation et un canal de biofeedback.**

- **Fonction Intellistim®** : adaptation automatique des paramètres.
- **Dimensions** : 140 x 70 x 25 mm.
- **Poids** : 150 g.
- **Afficheur LCD rétroéclairé**.
- **Alimentation** : 3 piles 1,5V (LR03).

Avantages

- Permet une **rééducation ciblée** avec un suivi en **temps réel**.
- Convient aux muscles externes et périnéaux.
- **Personnalisation avancée** avec programmes modifiables.
- Léger et portable pour une utilisation à domicile ou en cabinet.

Accessoires inclus

- 1 sonde vaginale avec ballon pour le biofeedback.
- 2 électrodes pour la stimulation périnéale.
- 4 électrodes transcutanées autocollantes.
- 3 piles 1,5V (LR03) incluses.

Garantie 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'[électrothérapie](#).