

Electrostimulateur - EVOSTIM UG

Référence 09293



Prix du produit :

359,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'EvoStim UG est un électrostimulateur périnéal à deux canaux, conçu pour la rééducation efficace de l'incontinence. Son interface tactile intuitive et ses programmes intelligents offrent une utilisation simple et personnalisable. Compact, léger et ergonomique, il convient parfaitement à une utilisation en cabinet ou à domicile.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit:

L'EvoStim UG est conçu pour la rééducation périnéale, ciblant l'incontinence urinaire et anale grâce à ses deux canaux indépendants. Il stimule les muscles du plancher pelvien, renforçant leur tonicité. Son écran tactile LCD rétroéclairé et sa molette rotative ergonomique facilitent son utilisation.

Grâce à la technologie Intellistim®, il ajuste automatiquement la fréquence de stimulation, optimisant le confort et l'efficacité du traitement. Il propose 5 programmes de base et la possibilité d'enregistrer jusqu'à 9 programmes personnalisés. Compatible avec toutes les sondes vaginales et anales du marché, il s'adapte aux besoins de chaque utilisateur.

Caractéristiques principales

- Électrostimulation périnéale adaptée à l'incontinence urinaire et anale
- Deux canaux indépendants avec réglage séparé de l'intensité et de la forme d'onde



- Écran LCD tactile rétroéclairé avec interface intuitive
- Sélection automatique de la forme d'onde selon la sonde utilisée
- 5 programmes de base sous technologie Intellistim® avec possibilité de stockage de 9 programmes supplémentaires
- Utilisation ergonomique d'une seule main grâce à la molette de réglage
- Détection automatique des canaux de sortie ouverts pour un usage sécurisé

• **Dimensions**: 140 × 70 × 25 mm

• Poids: 150 g

• Alimentation: 3 piles 1,5V (LR03) incluses

Avantages

- Solution complète pour la rééducation périnéale et le traitement de l'incontinence
- Interface tactile intuitive pour une expérience utilisateur simplifiée
- Compatibilité avec toutes les sondes périnéales du marché
- Format compact et léger pour une utilisation à domicile ou en cabinet

Accessoires inclus

- 1 sonde vaginale avec ballon pour le biofeedback
- 2 électrodes pour la stimulation périnéale
- 3 piles 1,5V (LR03) incluses

Garantie 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'<u>électrothérapie</u>.