

Electrostimulateur - EVOSTIM UG

Référence 09293



Prix du produit :

366,18 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'EvoStim UG est un électrostimulateur périnéal à deux canaux, conçu pour la **rééducation efficace** de l'incontinence. Son interface tactile **intuitive** et ses **programmes intelligents** offrent une **utilisation simple** et personnalisable. **Compact, léger et ergonomique**, il convient parfaitement à une utilisation en cabinet ou à domicile.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit :

L'EvoStim UG est conçu pour la **rééducation périnéale**, ciblant l'incontinence urinaire et anale grâce à ses **deux canaux indépendants**. Il stimule les **muscles du plancher pelvien**, renforçant leur tonicité. Son **écran tactile LCD rétroéclairé** et sa **molette rotative ergonomique** facilitent son utilisation.

Grâce à la **technologie Intellistim®**, il ajuste automatiquement la **fréquence de stimulation**, optimisant le confort et l'efficacité du traitement. Il propose **5 programmes de base** et la possibilité d'enregistrer **jusqu'à 9 programmes personnalisés**. Compatible avec toutes les **sondes vaginales et anales du marché**, il s'adapte aux besoins de chaque utilisateur.

Caractéristiques principales

- **Électrostimulation périnéale** adaptée à l'incontinence urinaire et anale
- **Deux canaux indépendants** avec réglage séparé de l'intensité et de la forme d'onde
- **Écran LCD tactile rétroéclairé** avec interface intuitive

- **Sélection automatique de la forme d'onde** selon la sonde utilisée
- **5 programmes de base sous technologie Intellistim®** avec possibilité de stockage de 9 programmes supplémentaires
- **Utilisation ergonomique d'une seule main** grâce à la molette de réglage
- **Détection automatique des canaux de sortie ouverts** pour un usage sécurisé
- **Dimensions** : 140 × 70 × 25 mm
- **Poids** : 150 g
- **Alimentation** : 3 piles 1,5V (LR03) incluses

Avantages

- Solution complète pour la rééducation périnéale et le traitement de l'incontinence
- Interface tactile intuitive pour une expérience utilisateur simplifiée
- Compatibilité avec toutes les sondes périnéales du marché
- Format compact et léger pour une utilisation à domicile ou en cabinet

Accessoires inclus

- 1 sonde vaginale avec ballon pour le biofeedback
- 2 électrodes pour la stimulation périnéale
- 3 piles 1,5V (LR03) incluses

Garantie 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'[électrothérapie](#).