

# Electrostimulateur 4 canaux ELITE 150 - GLOBUS

Référence 09294



## Prix du produit :

319,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

L'Elite 150 est un électrostimulateur 4 canaux offrant 150 programmes complets, couvrant la rééducation, le sport, l'esthétique et la gestion de la douleur. Son interface intuitive et ses programmes avancés assurent une expérience professionnelle à domicile. Compact, performant et rechargeable, il est idéal pour un usage personnel ou professionnel.

#### **Description du produit:**

L'Elite 150 est un électrostimulateur de qualité professionnelle conçu pour un traitement efficace et varié, allant du renforcement musculaire à la récupération post-effort, en passant par le soulagement des douleurs et les soins esthétiques. Doté de 4 canaux indépendants, il permet d'utiliser jusqu'à 8 électrodes simultanément pour des séances de stimulation optimales.

Avec 150 programmes intégrés, dont 36 programmes SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION « 3S », il propose une contraction musculaire séquentielle favorisant le drainage des liquides interstitiels et stimulant la circulation sanguine. Son écran rétroéclairé assure une navigation fluide et un réglage précis des paramètres.

Sa batterie rechargeable garantit une autonomie prolongée, permettant une utilisation sans contrainte. Son format compact et léger, ainsi que sa sacoche de transport, facilitent son usage à domicile comme en déplacement.



## Caractéristiques principales

- 150 programmes couvrant sport, rééducation, esthétique et gestion de la douleur
- 4 canaux indépendants permettant l'utilisation de 8 électrodes simultanées
- Technologie 3S (Serial Sequential Stimulation) pour une stimulation musculaire progressive
- Fréquence réglable de 0,3 à 150 Hz et intensité de 120 mA par canal
- Écran LCD rétroéclairé pour une meilleure lisibilité
- Forme d'onde carrée, biphasique, symétrique et compensée
- Alimentation par batterie rechargeable pour une autonomie prolongée
- Dimensions compactes et sacoche de transport incluse
- Dispositif médical de classe II A

# **Avantages**

- Solution polyvalente adaptée aux sportifs, professionnels et particuliers
- Programmes complets pour le renforcement, la récupération et le soulagement des douleurs
- Technologie avancée de stimulation séquentielle pour des résultats optimaux
- Facile à utiliser grâce à une interface intuitive et un écran rétroéclairé
- Format compact et transportable pour une utilisation à domicile ou en déplacement

#### **Accessoires inclus**

- 1 sacoche de transport
- 4 câbles pour connecter les électrodes
- 4 électrodes adhésives
- 1 chargeur de batteries
- 1 manuel d'utilisation

## Garantie 2 ans (hors câbles et batteries)

#### CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'<u>électrothérapie</u>.