

# Électrostimulateur GENESY 1500 - GLOBUS ( +20 electrodes OFFERTES

Référence 09307



### Prix du produit :

# 1 190,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Le Genesy 600 est un électrostimulateur professionnel 4 canaux, idéal pour la réhabilitation, la récupération musculaire et la gestion de la douleur. Avec 149 programmes intégrés, il couvre sport, fitness, douleurs chroniques, incontinence et stimulation séquentielle. Écran rétroéclairé, batterie rechargeable et 20 électrodes offertes.

**VENDU À L'UNITÉ** 

## **Description du produit:**

Le **Genesy 600** est un électrostimulateur de référence pour la **réhabilitation** et **l'électrothérapie**. Grâce à ses **149 programmes**, il traite une large gamme de pathologies et répond aux besoins des sportifs et des professionnels de santé.

Il propose des programmes avancés de stimulation séquentielle 3S, optimisant le drainage musculaire et la récupération post-effort. Sa fonction Action Now permet d'associer une contraction volontaire à l'électrostimulation, améliorant ainsi l'efficacité du traitement.

Avec ses **4 canaux indépendants**, il permet d'utiliser **jusqu'à 8 électrodes simultanément**. Son **écran rétroéclairé** assure une navigation fluide, tandis que sa **batterie rechargeable intégrée** garantit une utilisation prolongée.



# Caractéristiques principales

- 149 programmes couvrant sport, réhabilitation, douleur, incontinence et fitness
- Technologie 3S Stimulation séquentielle pour un drainage musculaire optimal
- Action Now: association contraction volontaire et électrostimulation
- 4 canaux indépendants avec jusqu'à 8 électrodes simultanées
- Fréquence réglable de 0,3 à 150 Hz
- Courant de sortie : 120 mA par canal
- Largeur d'impulsion de 40 à 450 µs
- Forme d'onde : rectangulaire, biphasique, symétrique, compensée
- Alimentation par batterie rechargeable intégrée
- Écran LCD rétroéclairé pour une meilleure lisibilité
- Dispositif médical de classe II A, conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE

#### **Avantages**

- Électrostimulateur complet adapté aux professionnels et particuliers
- Programmes variés pour la récupération, la performance et le traitement de la douleur
- Technologie avancée 3S pour un drainage efficace
- Facilité d'utilisation avec écran rétroéclairé et navigation intuitive
- Batterie rechargeable pour une autonomie prolongée

#### **Accessoires inclus**

- 20 électrodes offertes
- 1 chargeur secteur
- 1 manuel d'utilisation

#### Garantie 2 ans.

#### CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'<u>électrothérapie</u>.