


Électrostimulateur GENESY 1500 - GLOBUS

Référence 09307



Prix du produit :

1 213,80 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Genesy 600** est un **électrostimulateur** professionnel 4 canaux, idéal pour la **réhabilitation**, la **récupération musculaire** et la **gestion de la douleur**. Avec 149 programmes intégrés, il couvre **sport**, **fitness**, **douleurs chroniques**, **incontinence** et **stimulation séquentielle**.

Description du produit :

Le **Genesy 600** est un électrostimulateur de référence pour la **réhabilitation** et l'**électrothérapie**. Grâce à ses **149 programmes**, il traite une large gamme de pathologies et répond aux besoins des sportifs et des professionnels de santé.

Il propose des **programmes avancés** de **stimulation séquentielle 3S**, optimisant le **drainage musculaire** et la **récupération post-effort**. Sa fonction **Action Now** permet d'associer une **contraction volontaire** à l'**électrostimulation**, améliorant ainsi l'efficacité du traitement.

Avec ses **4 canaux indépendants**, il permet d'utiliser **jusqu'à 8 électrodes simultanément**. Son **écran rétroéclairé** assure une navigation fluide, tandis que sa **batterie rechargeable intégrée** garantit une utilisation prolongée.

Caractéristiques principales

- **149 programmes** couvrant **sport, réhabilitation, douleur, incontinence et fitness**
- **Technologie 3S – Stimulation séquentielle** pour un **drainage musculaire optimal**
- **Action Now** : association contraction volontaire et électrostimulation
- **4 canaux indépendants** avec **jusqu'à 8 électrodes simultanées**
- **Fréquence réglable** de 0,3 à 150 Hz

- **Courant de sortie** : 120 mA par canal
- **Largeur d'impulsion** de 40 à 450 μ s
- **Forme d'onde** : rectangulaire, biphasique, symétrique, compensée
- **Alimentation** par **batterie rechargeable** intégrée
- **Écran LCD rétroéclairé** pour une meilleure lisibilité
- **Dispositif médical de classe II A**, conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE

Avantages

- Électrostimulateur complet adapté aux professionnels et particuliers
- Programmes variés pour la récupération, la performance et le traitement de la douleur
- Technologie avancée 3S pour un drainage efficace
- Facilité d'utilisation avec écran rétroéclairé et navigation intuitive
- Batterie rechargeable pour une autonomie prolongée

Accessoires inclus

- 1 chargeur secteur
- 1 manuel d'utilisation

Garantie 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'[électrothérapie](#).