

Electrostimulateur PREMIUM 400 - GLOBUS (+20 Electrodes OFFERTES)

Référence 09308



Prix du produit :

399,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Premium 400 Globus Le est un électrostimulateur polyvalent conçu pour le sport, la récupération, la gestion de la douleur et les soins esthétiques. Doté de 258 avancés, programmes il intègre les technologies 3S et Action Now pour une stimulation efficace. musculaire Écran rétroéclairé. batterie rechargeable et 20 électrodes offertes.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit:

Le **Premium 400 Globus** est un **électrostimulateur haut de gamme** conçu pour répondre aux besoins des **sportifs**, des **professionnels de santé** et des **particuliers** souhaitant optimiser leur **performance musculaire**, **récupération et bien-être**.

Avec ses 258 programmes intégrés, il couvre une large gamme d'applications : sport, fitness, esthétique, incontinence, douleur, microcourants et ionophorèse. Sa technologie 3S (Serial Sequential Stimulation) favorise un drainage musculaire profond, idéal pour la récupération post-effort. La fonction Action Now permet une synchronisation parfaite entre contraction volontaire et électrostimulation, optimisant ainsi le renforcement musculaire.

L'appareil permet de mémoriser jusqu'à 10 utilisateurs différents, avec des programmes personnalisables adaptés à chaque besoin. Son écran rétroéclairé facilite la lecture des



informations, tandis que sa batterie rechargeable garantit une autonomie prolongée.

Caractéristiques principales

- 258 programmes intégrés pour sport, récupération, esthétique et douleur
- Technologie 3S Stimulation séquentielle pour un drainage musculaire optimal
- Action Now : synchronisation des contractions volontaires et électrostimulation
- Multi-utilisateur : possibilité de mémoriser jusqu'à 10 profils personnalisés
- 4 canaux indépendants avec jusqu'à 8 électrodes simultanées
- Fréquence réglable de 0,3 à 150 Hz
- Puissance : 120 mA par canal
- Largeur d'impulsion de 40 à 450 µs
- Forme d'onde carrée, biphasique, symétrique et compensée
- Écran LCD rétroéclairé pour une navigation claire et intuitive
- Alimentation par batterie rechargeable
- Dispositif médical de classe II A, conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE

Avantages

- Électrostimulateur avancé pour l'entraînement, la récupération et le bien-être
- Technologies innovantes pour un travail musculaire optimisé
- Facilité d'utilisation grâce à une interface intuitive et des programmes préenregistrés
- Possibilité de personnaliser et mémoriser des programmes pour plusieurs utilisateurs
- Batterie rechargeable pour une utilisation sans contrainte

Accessoires inclus

- 20 électrodes offertes
- 1 électrostimulateur Premium 400 Globus
- 1 trousse de transport
- 4 câbles pour électrodes
- 2 câbles pour microcourants et ionophorèse
- 4 électrodes carrées 50x50 mm
- 4 électrodes rectangulaires 50x100 mm
- 1 chargeur de batterie
- 1 manuel d'utilisation

Garantie 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'<u>électrothérapie</u>.

