

Electrostimulateur PREMIUM 400 - GLOBUS (+20 Electrodes OFFERTES)

Référence 09308



Prix du produit :

406,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Premium 400 Globus** est un **électrostimulateur** polyvalent conçu pour le **sport**, la **récupération**, la **gestion de la douleur** et les **soins esthétiques**. Doté de **258 programmes avancés**, il intègre les technologies **3S** et **Action Now** pour une **stimulation musculaire efficace**. Écran rétroéclairé, batterie rechargeable et **20 électrodes offertes**.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit :

Le **Premium 400 Globus** est un **électrostimulateur haut de gamme** conçu pour répondre aux besoins des **sportifs**, des **professionnels de santé** et des **particuliers** souhaitant optimiser leur **performance musculaire**, **récupération** et **bien-être**.

Avec ses **258 programmes intégrés**, il couvre une large gamme d'applications : **sport**, **fitness**, **esthétique**, **incontinence**, **douleur**, **microcourants** et **ionophorèse**. Sa **technologie 3S** (Serial Sequential Stimulation) favorise un **drainage musculaire profond**, idéal pour la récupération post-effort. La fonction **Action Now** permet une synchronisation parfaite entre **contraction volontaire** et **électrostimulation**, optimisant ainsi le renforcement musculaire.

L'appareil permet de **mémoriser jusqu'à 10 utilisateurs différents**, avec des **programmes personnalisables** adaptés à chaque besoin. Son **écran rétroéclairé** facilite la lecture des informations, tandis que sa **batterie rechargeable** garantit une **autonomie prolongée**.

Caractéristiques principales

- **258 programmes intégrés** pour **sport, récupération, esthétique et douleur**
- **Technologie 3S – Stimulation séquentielle** pour un **drainage musculaire optimal**
- **Action Now** : synchronisation des contractions volontaires et électrostimulation
- **Multi-utilisateur** : possibilité de mémoriser **jusqu'à 10 profils personnalisés**
- **4 canaux indépendants** avec **jusqu'à 8 électrodes simultanées**
- **Fréquence réglable** de 0,3 à 150 Hz
- **Puissance** : 120 mA par canal
- **Largeur d'impulsion** de 40 à 450 µs
- **Forme d'onde carrée, biphasique, symétrique et compensée**
- **Écran LCD rétroéclairé** pour une navigation claire et intuitive
- **Alimentation par batterie rechargeable**
- **Dispositif médical de classe II A**, conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE

Avantages

- Électrostimulateur avancé pour l'entraînement, la récupération et le bien-être
- Technologies innovantes pour un travail musculaire optimisé
- Facilité d'utilisation grâce à une interface intuitive et des programmes préenregistrés
- Possibilité de personnaliser et mémoriser des programmes pour plusieurs utilisateurs
- Batterie rechargeable pour une utilisation sans contrainte

Accessoires inclus

- 20 électrodes offertes
- 1 électrostimulateur Premium 400 Globus
- 1 trousse de transport
- 4 câbles pour électrodes
- 2 câbles pour microcourants et ionophorèse
- 4 électrodes carrées 50x50 mm
- 4 électrodes rectangulaires 50x100 mm
- 1 chargeur de batterie
- 1 manuel d'utilisation

Garantie 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'[électrothérapie](#).