

Electrostimulateur ELITE - GLOBUS (+20 Electrodes OFFERTES)

Référence 09309



Prix du produit :

275,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le Globus Elite est un électrostimulateur 4 canaux conçu pour la gestion de la douleur, la stimulation musculaire et les soins esthétiques. Avec 98 programmes intégrés, il offre une prise en charge complète des sportifs, des particuliers et des professionnels. Écran intuitif, batterie rechargeable et 20 électrodes offertes.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit:

Le Globus Elite est un électrostimulateur portable et performant, idéal pour les sportifs, les professionnels et les particuliers exigeants. Il intègre 98 programmes couvrant la rééducation, le sport, le fitness, l'esthétique et le soulagement de la douleur, permettant ainsi plus de 300 applications thérapeutiques et de renforcement musculaire.

Grâce à sa technologie EMS et TENS, il assure une stimulation efficace et ciblée, adaptée aussi bien à la récupération musculaire qu'au traitement des douleurs aiguës ou chroniques. Son écran large et intuitif facilite la navigation, et sa batterie rechargeable garantit une autonomie prolongée.

L'appareil dispose de 4 canaux indépendants, permettant l'utilisation de jusqu'à 8 électrodes simultanées, et il est conforme aux normes médicales ISO 9001 et EN 46001.

Caractéristiques principales



- 98 programmes intégrés couvrant sport, récupération, esthétique et douleur
- 4 canaux indépendants permettant jusqu'à 8 électrodes simultanées
- Technologies EMS et TENS pour une stimulation musculaire et un soulagement efficace
- Fréquence réglable de 0,3 à 150 Hz
- Puissance: 100 mA par canal
- Largeur d'impulsion de 40 à 450 µs
- Forme d'onde carrée, biphasique, symétrique et compensée
- Écran intuitif facilitant la navigation et la personnalisation des réglages
- Batterie rechargeable pour une utilisation prolongée
- Dispositif médical conforme aux normes ISO 9001, EN 46001 et MDD

Avantages

- Polyvalence : idéal pour la rééducation, le sport et la gestion de la douleur
- Technologie avancée offrant un traitement ciblé et efficace
- Interface simple et intuitive avec écran large et commandes ergonomiques
- Format portable et batterie rechargeable pour une autonomie optimale
- Offre spéciale : 20 électrodes incluses

Accessoires inclus

- 20 électrodes offertes (5 sachets de 4 électrodes rondes 50x50 mm)
- 1 mallette de transport
- 1 électrostimulateur Globus Elite
- 4 câbles pour la connexion aux électrodes
- 1 chargeur secteur
- 1 manuel d'utilisation

Garantie 2 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'<u>électrothérapie</u>.