

PACK ELECTROSTIMULATEUR GLOBUS ELITE 4 VOIES GLOBUS - 20 électrodes offertes

Référence 09309



Prix du produit :

259,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le pack électrostimulateur **Globus Elite GLOBUS** propose **4 canaux indépendants**, **98 programmes** et une batterie rechargeable pour les protocoles TENS, EMS et la stimulation neuromusculaire. Fourni avec **20 électrodes autocollantes 50 x 50 mm** offertes, il donne accès à plus de **300 applications**.

ISO 9001, EN 46001 • 4 Canaux indépendants
• Batterie rechargeable • 20 électrodes offertes

Description du produit :

Globus Elite, pack 4 voies pour séances d'électrostimulation

Ce électrostimulateur portable **Globus Elite GLOBUS** fonctionne avec **4 canaux indépendants** et prend en charge jusqu'à **8 électrodes**. Il intègre **98 programmes** pour les usages TENS, EMS et la stimulation neuromusculaire, dans un format pratique à utiliser au cabinet ou en mobilité.

Son grand écran facilite les réglages au quotidien, tandis que la batterie rechargeable simplifie les séances successives sans contrainte d'alimentation filaire. Ce modèle répond aussi bien aux besoins de préparation musculaire qu'aux phases de récupération et de confort antalgique.

Idéal pour kinésithérapeutes, médecins du sport, centres de rééducation, cabinets de physiothérapie et préparateurs physiques. Le pack comprend **20 électrodes autocollantes rondes 50 x 50 mm** offertes pour une mise en route immédiate.

Points forts

- **4 canaux indépendants** : chaque voie se règle séparément pour adapter la séance à plusieurs zones de travail ou groupes musculaires.
- **98 programmes intégrés** : l'appareil couvre de nombreux besoins en sport, fitness, esthétique et confort de la douleur.
- **Plus de 300 applications** : cette richesse de paramétrage apporte une utilisation souple selon le protocole retenu.
- **Batterie rechargeable** : un atout pour les séances en cabinet, en déplacement ou lors d'interventions à domicile.
- **Grand écran** : la lecture des informations et la navigation dans les menus restent plus confortables au fil des utilisations.
- **Pack complet** : mallette, chargeur, câbles et **20 électrodes** sont inclus pour commencer rapidement.

Caractéristiques techniques

Marque : GLOBUS

Type de produit : Électrostimulateur portable

Canaux : 4 canaux indépendants

Nombre d'électrodes utilisables : 8 électrodes

Programmes : 98 programmes

Applications : Plus de 300 applications

Courants : EMS, TENS continue, TENS modulée, TENS burst

Fréquence : 0,3 à 150 Hz

Puissance : 100 mA par canal

Largeur d'impulsion : 40 à 450 µs

Forme d'impulsion : Carrée biphasique symétrique compensée

Alimentation : Batterie rechargeable

Écran : Grand écran

Conditionnement : Pack avec 20 électrodes offertes

Dimensions électrodes : 50 x 50 mm

EAN : 8032625823070

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Norme : ISO 9001, EN 46001

Conformité : MDD (Medical Device Directive)

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le pack comprend 1 mallette, 1 stimulateur Globus Elite, 4 câbles pour la connexion aux électrodes, 20 électrodes autocollantes rondes 50 x 50 mm, 1 chargeur et 1 mode d'emploi.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour prolonger l'utilisation de l'appareil, les électrode neurostimulation - accessoires thérapeutiques sont utiles lors des remplacements réguliers. Les câbles pour électrostimulateurs et les batterie pour électrostimulateur complètent efficacement l'équipement en cabinet comme en déplacement.

F.A./26