

Electrostimulateur COMPEX PRO PHYSIO - CHATTANOOGA (+20 Electrodes OFFERTES)

Référence 09310



Prix du produit :

870,21 € taxe inclu

Description brève du produit :

Compex Pro Physio est un électrostimulateur avancé conçu pour réhabiliter, soulager la douleur et améliorer les performances musculaires. Il intègre des spécialisés, dont programmes l'ionophorèse et le traitement des muscles dénervés. Doté de la technologie muscle intelligence, il adapte automatiquement les paramètres à chaque patient. Recharge rapide, écran intuitif et 20 électrodes offertes.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit:

Description détaillée

L'électrostimulateur Compex Pro Physio est un dispositif de référence en électrothérapie, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de santé et des sportifs. Grâce à ses programmes de réhabilitation, anti-douleur, vasculaires et de préparation physique, il favorise une récupération optimale et un renforcement musculaire efficace.

L'appareil propose des traitements avancés, notamment pour les muscles dénervés, l'hyperhidrose et l'ionophorèse. Il est équipé de la technologie muscle intelligence, qui ajuste automatiquement les paramètres d'intensité et de fréquence en fonction du patient. Sa fonction 2+2 permet d'utiliser deux programmes simultanément, optimisant ainsi les résultats.



Son autonomie élevée et sa recharge rapide en moins de 2h30 en font un appareil pratique et performant. Conforme aux normes médicales de classe lla, il garantit sécurité et efficacité.

Caractéristiques principales

- Électrostimulation avancée pour réhabilitation, récupération et performance
- Programmes spécialisés : réhabilitation, anti-douleur, incontinence, ionophorèse
- Technologie muscle intelligence (Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action)
- 4 canaux indépendants permettant une stimulation ciblée et efficace
- Fonction 2+2 : possibilité d'utiliser deux programmes simultanément
- Recharge rapide en moins de 2h30
- Autonomie élevée pour des séances prolongées
- Écran intuitif facilitant la sélection des programmes
- Intensité maximale: 120 mA
- Fréquence réglable de 1 à 150 Hz
- Dispositif médical de classe IIa, conforme aux normes IEC 60601-1 et IEC 60601-2-10

Avantages

- Appareil de rééducation et de renforcement musculaire complet
- Idéal pour le traitement de la douleur et l'amélioration des performances sportives
- Technologie intelligente pour une stimulation personnalisée et efficace
- Recharge rapide et longue autonomie pour un usage optimisé
- 20 électrodes incluses pour une utilisation immédiate

Accessoires inclus

- 20 électrodes offertes
- 1 électrostimulateur Compex Pro Physio
- 4 câbles Mi-Sensor
- 1 chargeur rapide
- 1 manuel d'utilisation

Garantie 3 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'<u>électrothérapie</u>.