

Electrostimulateur DIRECT TENS + CEFAR COMPEX (+20 Electrodes OFFERTES)

Référence 09312



Prix du produit :

130,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Compex Le Pro Rehab est un électrostimulateur 4 canaux spécialement conçu pour le traitement de la douleur, la stimulation musculaire et la rééducation. Il intègre la technologie muscle intelligence, permettant adaptation une automatique des **paramètres** pour traitement précis et efficace. Recharge rapide, personnalisation avancée et 20 électrodes offertes.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit:

Le Compex Pro Rehab est un électrostimulateur professionnel destiné à la rééducation musculaire, la prise en charge des douleurs et l'amélioration des performances physiques. Grâce à ses programmes avancés, il traite efficacement les pathologies musculaires, favorise la récupération et améliore la circulation sanguine.

Doté de **4 canaux indépendants**, il permet une stimulation ciblée et personnalisée. La **technologie muscle intelligence** (Mi-Ready) intégrée sur les 4 canaux garantit une adaptation automatique aux spécificités du patient (câbles Mi-Sensor vendus séparément).

L'option **2+2** permet d'exécuter **deux programmes simultanément**, optimisant ainsi la prise en charge de plusieurs zones. Avec son **écran intuitif**, ses réglages précis et sa **recharge rapide en moins de 2h30**, cet appareil garantit un confort d'utilisation optimal.



Caractéristiques principales

- 4 canaux indépendants pour un traitement ciblé
- Technologie muscle intelligence (Mi-Ready) avec Mi-Scan, Mi-TENS, Mi-Range, Mi-Action
- Programmes spécialisés : réhabilitation, anti-douleur, vasculaire, préparation physique
- Mode 2+2 : permet l'utilisation de deux programmes simultanément
- Largeur d'impulsion réglable de 30 à 400 µs
- Fréquence modulable de 1 à 150 Hz
- Courant constant jusqu'à 1300 Ohm/canal
- Autonomie élevée avec recharge rapide en moins de 2h30
- **Dimensions compactes**: 138 x 95 x 33 mm Poids: 300 g (batterie incluse)
- Dispositif médical certifié CE, classe Ila

Avantages

- Traitement avancé pour la rééducation et le soulagement de la douleur
- Stimulation musculaire précise et efficace avec technologie intelligente
- Personnalisation totale des programmes pour répondre aux besoins spécifiques
- Recharge rapide et longue autonomie pour une utilisation quotidienne
- 20 électrodes incluses pour une utilisation immédiate

Accessoires inclus

- 20 électrodes offertes
- 1 électrostimulateur Compex Pro Rehab
- 4 câbles de connexion
- 1 chargeur rapide
- 1 manuel d'utilisation

Garantie 3 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'<u>électrothérapie</u>.