

Electrostimulateur DIRECT TENS + CEFAR COMPEX (+20 Electrodes OFFERTES)

Référence 09312



Prix du produit :

132,60 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Compex Pro Rehab** est un **électrostimulateur** 4 canaux spécialement conçu pour le **traitement de la douleur**, la **stimulation musculaire** et la **rééducation**. Il intègre la technologie **muscle intelligence**, permettant une **adaptation automatique** des **paramètres** pour un traitement précis et efficace. Recharge rapide, personnalisation avancée et **20 électrodes offertes**.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit :

Le **Compex Pro Rehab** est un **électrostimulateur professionnel** destiné à la **rééducation musculaire**, la **prise en charge des douleurs** et l'**amélioration des performances physiques**. Grâce à ses **programmes avancés**, il traite efficacement les pathologies musculaires, favorise la récupération et améliore la circulation sanguine.

Doté de **4 canaux indépendants**, il permet une stimulation ciblée et personnalisée. La **technologie muscle intelligence** (Mi-Ready) intégrée sur les 4 canaux garantit une adaptation automatique aux spécificités du patient (câbles Mi-Sensor vendus séparément).

L'option **2+2** permet d'exécuter **deux programmes simultanément**, optimisant ainsi la prise en charge de plusieurs zones. Avec son **écran intuitif**, ses réglages précis et sa **recharge rapide en moins de 2h30**, cet appareil garantit un confort d'utilisation optimal.

Caractéristiques principales

- **4 canaux indépendants** pour un traitement ciblé
- **Technologie muscle intelligence** (Mi-Ready) avec Mi-Scan, Mi-TENS, Mi-Range, Mi-Action
- **Programmes spécialisés** : **réhabilitation, anti-douleur, vasculaire, préparation physique**
- **Mode 2+2** : permet l'utilisation de deux programmes simultanément
- **Largeur d'impulsion réglable** de 30 à 400 µs
- **Fréquence modulable** de 1 à 150 Hz
- **Courant constant** jusqu'à 1300 Ohm/canal
- **Autonomie élevée** avec recharge rapide en moins de 2h30
- **Dimensions compactes** : 138 x 95 x 33 mm – Poids : 300 g (batterie incluse)
- **Dispositif médical** certifié CE, classe IIa

Avantages

- Traitement avancé pour la rééducation et le soulagement de la douleur
- Stimulation musculaire précise et efficace avec technologie intelligente
- Personnalisation totale des programmes pour répondre aux besoins spécifiques
- Recharge rapide et longue autonomie pour une utilisation quotidienne
- 20 électrodes incluses pour une utilisation immédiate

Accessoires inclus

- 20 électrodes offertes
- 1 électrostimulateur Compex Pro Rehab
- 4 câbles de connexion
- 1 chargeur rapide
- 1 manuel d'utilisation

Garantie 3 ans.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'[électrothérapie](#).