

# Electrostimulateur REHAB X2 - CEFAR COMPEX (+20 Electrodes OFFERTES)

Référence 09313





Prix du produit :

315,00 € taxe inclu

# Description brève du produit :

Le Compex Pro Rehab est un électrostimulateur 4 canaux spécialement conçu pour le traitement de la douleur, la stimulation musculaire et la rééducation. Il intègre la technologie muscle intelligence, permettant une adaptation automatique des paramètres pour un traitement précis et efficace. Recharge rapide, personnalisation avancée et 20 électrodes offertes.

**VENDU À L'UNITÉ** 

# **Description du produit:**

Le Compex Pro Rehab est un électrostimulateur professionnel destiné à la rééducation musculaire, la prise en charge des douleurs et l'amélioration des performances physiques. Grâce à ses programmes avancés, il traite efficacement les pathologies musculaires, favorise la récupération et améliore la circulation sanguine.

Doté de **4 canaux indépendants**, il permet une stimulation ciblée et personnalisée. La **technologie muscle intelligence** (Mi-Ready) intégrée sur les 4 canaux garantit une adaptation automatique aux spécificités du patient (câbles Mi-Sensor vendus séparément).

L'option **2+2** permet d'exécuter **deux programmes simultanément**, optimisant ainsi la prise en charge de plusieurs zones. Avec son **écran intuitif**, ses réglages précis et sa **recharge rapide en moins de 2h30**, cet appareil garantit un confort d'utilisation optimal.



# Caractéristiques principales

- 4 canaux indépendants pour un traitement ciblé
- Technologie muscle intelligence (Mi-Ready) avec Mi-Scan, Mi-TENS, Mi-Range, Mi-Action
- Programmes spécialisés : réhabilitation, anti-douleur, vasculaire, préparation physique
- Mode 2+2 : permet l'utilisation de deux programmes simultanément
- Largeur d'impulsion réglable de 30 à 400 µs
- Fréquence modulable de 1 à 150 Hz
- Courant constant jusqu'à 1300 Ohm/canal
- Autonomie élevée avec recharge rapide en moins de 2h30
- **Dimensions compactes**: 138 x 95 x 33 mm Poids: 300 g (batterie incluse)
- Dispositif médical certifié CE, classe Ila

### **Avantages**

- Traitement avancé pour la rééducation et le soulagement de la douleur
- Stimulation musculaire précise et efficace avec technologie intelligente
- Personnalisation totale des programmes pour répondre aux besoins spécifiques
- Recharge rapide et longue autonomie pour une utilisation quotidienne
- 20 électrodes incluses pour une utilisation immédiate

## **Accessoires inclus**

- 20 électrodes offertes
- 1 électrostimulateur Compex Pro Rehab
- 4 câbles de connexion
- 1 chargeur rapide
- 1 manuel d'utilisation

#### Garantie 3 ans.

#### CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus **d'accessoires d'électrostimulation** ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée à l'<u>électrothérapie</u>.