

## Electrostimulateur MAGNUM XL - GLOBUS

Référence 09333



## Prix du produit :

# 419,00 € taxe inclu

## Description brève du produit :

Le Globus MAGNUM XL est un appareil de magnétothérapie à champs magnétiques pulsés basse fréquence, idéal pour le traitement des douleurs et la rééducation musculaire. Avec 26 programmes intégrés, il permet une action ciblée sur les pathologies profondes et superficielles. Son grand écran rétroéclairé assure une navigation fluide, et son diffuseur flexible s'adapte aux différentes zones du corps. Puissant, polyvalent et simple d'utilisation, il est conçu pour répondre aux besoins des professionnels comme des particuliers.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

Le Globus MAGNUM XL est un appareil de magnétothérapie conçu pour le traitement des douleurs, des inflammations et des troubles musculo-squelettiques. Grâce à ses champs magnétiques pulsés basse fréquence, il favorise la régénération cellulaire et l'oxygénation des tissus, offrant ainsi une thérapie non invasive et efficace. Doté de 26 programmes prédéfinis, il permet une stimulation profonde ou de surface selon la zone à traiter. Facile à utiliser, il dispose d'un grand écran graphique rétroéclairé et d'un système de navigation intuitif, facilitant l'accès aux paramètres de traitement. Son diffuseur flexible permet une application sur de larges zones comme le dos, mais aussi sur des zones plus précises comme le poignet ou la cheville. Avec deux canaux indépendants, il offre une thérapie personnalisée adaptée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Alimenté sur secteur, il garantit une utilisation



**continue sans interruption**, et son **design ergonomique** en fait un choix idéal pour les professionnels de santé et les particuliers souhaitant un traitement efficace à domicile.

## Caractéristiques principales

- Technologie : Champs magnétiques pulsés basse fréquence.
- Nombre de canaux : 2 canaux indépendants pour une thérapie ciblée.
- Intensité réglable : 125 Gauss peak / 70 Gauss moyen par canal.
- Fréquence ajustable : De 5 à 200 Hz (par paliers de 5 Gauss).
- Duty Cycle: Ajustable de 5% à 100%.
- Écran : Grand écran graphique rétroéclairé pour une navigation optimale.
- Alimentation: Fonctionne sur secteur 220V pour une utilisation continue.

## **Avantages**

- Soulage efficacement les douleurs chroniques et aiguës grâce à la magnétothérapie.
- Améliore la récupération musculaire et osseuse, idéal après une blessure.
- Diffusion adaptable pour un traitement profond ou en surface.
- Facile à utiliser, avec une navigation simplifiée et des programmes prédéfinis.
- Utilisation continue, grâce à son alimentation sur secteur.
- Convient aux professionnels et aux particuliers pour un usage thérapeutique à domicile.

### Contenu du pack

- 1 Électrostimulateur Globus MAGNUM XL
- 1 Mallette de transport
- 1 Diffuseur en tissu élastique et flexible (longueur 30-40 cm, largeur 10 cm)
- 1 Alimentateur secteur
- 1 Mode d'emploi

Garantie: 2 ans

Conformité: Normes médicales EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4.

#### CE.

Trouvez **l'electrostimulateur** qui vous correspond parmi un panel varié dédiée à **l'**electrothérapie et commandez dès maintenant !