

ÉLECTROSTIMULATEUR MAGNUM XL MAGNÉTHÉRAPIE 2 CANAUX GLOBUS - appareil

Référence 09333



Prix du produit :

427,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'électrostimulateur **Magnum XL GLOBUS** associe la magnétothérapie à basse fréquence à **26 programmes** et **2 canaux indépendants**, avec une puissance allant jusqu'à **125 Gauss peak** par canal pour les usages en cabinet.

EN 60601-1 • Directive 93/42/CEE • 26
Programmes prédéfinis • 2 Canaux
indépendants

Description du produit :

Magnum XL, magnétothérapie basse fréquence pour le cabinet

Ce électrostimulateur de magnétothérapie **Magnum XL Globus** fonctionne par champs magnétiques pulsés à basse fréquence pour les besoins en physiothérapie et en rééducation. Il met à disposition **26 programmes**, avec **2 canaux indépendants** et un écran graphique rétro-éclairé pour visualiser clairement les paramètres.

Le diffuseur en tissu élastique et flexible convient aussi bien aux zones larges, comme le dos,

qu'aux applications plus localisées, comme le poignet. Selon le protocole choisi, il est possible de régler une fréquence de **5 à 200 Hz** ainsi qu'un duty cycle de **5 à 100 %**.

Idéal pour les kinésithérapeutes, cabinets de physiothérapie, centres de rééducation, médecins du sport et structures de soins fonctionnels.

Points forts

- **26 programmes prédéfinis** : une sélection déjà intégrée pour organiser plus rapidement les séances en santé, rééducation, esthétique et fitness.
- **2 canaux indépendants** : permet de travailler sur une ou deux zones en adaptant séparément l'utilisation selon le besoin.
- **Réglages personnalisables** : fréquence de 5 à 200 Hz, duty cycle de 5 à 100 % et intensité jusqu'à 125 Gauss peak par canal.
- **Diffuseur souple** : sa conception en tissu élastique et flexible facilite l'application sur des surfaces étendues ou plus restreintes.
- **Écran graphique rétro-éclairé** : améliore la lisibilité des informations et simplifie les ajustements pendant la séance.
- **Système EASY-PRO** : la navigation par clavier joystick rend la prise en main plus fluide au quotidien.

Caractéristiques techniques

Marque : GLOBUS

Type de produit : Électrostimulateur de magnétothérapie

Technologie : Champs magnétiques pulsés à basse fréquence

Programmes : 26 programmes prédéfinis

Canaux : 2 canaux indépendants

Intensité disponible : 125 Gauss peak par canal, 70 Gauss moyen par canal

Fréquence : 5 à 200 Hz

Duty cycle : 5 à 100 %

Alimentation : Secteur 220 V

Écran : Grand écran lumineux graphique rétro-éclairé

Fonctionnement : Système de navigation EASY-PRO avec clavier joystick

Diffuseur : Tissu élastique et flexible

Dimensions diffuseur : longueur min 30 cm, max 40 cm x largeur 10 cm

Conditionnement : Appareil livré en mallette de transport

Marquage : Conforme à la directive 93/42/CEE

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Classe II type BF

Norme : EN 60601-1

Norme : EN60601-1-2

Norme : EN 60601-1-4

Marquage : Conforme à la directive 93/42/CEE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus dans le coffret : une mallette de transport, un diffuseur en tissu élastique et flexible, l'appareil de magnétothérapie Magnum XL, un alimentateur secteur et un mode d'emploi.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour diversifier l'équipement du cabinet, les électrodes de neurostimulation s'intègrent à d'autres usages d'électrothérapie. Les cables pour électrostimulateurs sont utiles pour le renouvellement du matériel, tandis qu'une mallette médicale facilite le transport entre plusieurs lieux d'intervention.

JJ/26