

# Electrostimulateur magnétothérapie MAGNUM XL PRO - GLOBUS

Référence 09365



Prix du produit :

**559,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **MAGNUM XL PRO** est un **appareil de magnétothérapie à champs pulsés basse fréquence**, conçu pour le traitement des **douleurs musculaires et articulaires**, le remodelage corporelle et l'esthétique-fitness. Avec 500 Gauss de pic et 200 Gauss moyens, il offre une **puissance réglable** et une action en profondeur ou en surface. Son **grand écran rétroéclairé** et ses 41 programmes préinstallés en font un dispositif **complet, puissant et simple d'utilisation**.

**VENDU À L'UNITÉ.**

Description du produit :

L'électrostimulateur **MAGNUM XL PRO** est un appareil de magnétothérapie qui utilise des **champs magnétiques pulsés basse fréquence** pour le **traitement des douleurs, inflammations et troubles musculo-squelettiques**. Il permet une thérapie non invasive favorisant la **régénération cellulaire, la circulation sanguine et l'oxygénation des tissus**. Doté de **41 programmes préinstallés** et de **10 programmes personnalisables**, il s'adapte aux besoins spécifiques des utilisateurs, qu'ils soient en phase de réhabilitation, en traitement contre la douleur ou en quête **d'amélioration physique**. Son diffuseur offre une flexibilité exceptionnelle, permettant un traitement **efficace sur les grandes surfaces** comme le dos ou sur des zones plus ciblées comme le poignet. Son **grand écran graphique rétroéclairé** et son **système de navigation EASY-PRO** avec **clavier joystick** garantissent une **expérience**

**utilisateur fluide et intuitive.** Alimenté sur secteur, il offre une **utilisation continue** sans interruption et une **stabilité optimale** pour des séances de magnétothérapie prolongées.

### Caractéristiques principales

- **Technologie** : Champs magnétiques pulsés basse fréquence.
- **Nombre de canaux** : 2 canaux indépendants.
- **Puissance réglable** : 500 Gauss de pic (250 x 2 canaux), 200 Gauss moyens (100 x 2 canaux).
- **Fréquence ajustable** : 5 à 200 Hz (par paliers de 5).
- **Duty Cycle** : 5% à 100% (par paliers de 5).
- **Affichage** : Grand écran graphique rétroéclairé.
- **Alimentation** : Fonctionne sur secteur 220V.
- **Programmes intégrés** : 41 programmes préinstallés + 10 personnalisables.

### Avantages

- **Soulagement efficace des douleurs musculaires et articulaires.**
- **Optimise la récupération** et la régénération cellulaire.
- **Diffusion adaptable** pour une action en profondeur ou en surface.
- **Navigation intuitive** grâce au système EASY-PRO et son clavier joypad.
- **Utilisation continue** grâce à son alimentation secteur.
- **Convient aux professionnels et aux particuliers** pour une thérapie à domicile.

### Contenu du pack

- 1 Électrostimulateur Magnum XL PRO.
- 1 Mallette de transport.
- 1 Diffuseur doux, flexible et extensible.
- 1 Alimentation secteur.
- 1 Mode d'emploi.

**Garantie** : 2 ans

**CE.**

**Conformité** : Classe II A – Directive 93/42/CEE – 2007/47/CEE.

Trouvez **l'électrostimulateur** qui vous correspond parmi un panel varié dédiée à **l'électrothérapie** et commandez dès maintenant !