

Electrostimulateur magnétothérapie MAGNUM XL PRO - GLOBUS

Référence 09365



Prix du produit :

499,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le MAGNUM XL PRO est un appareil de magnétothérapie à champs pulsés basse fréquence, conçu pour le traitement des douleurs musculaires et articulaires, le remodelage corporelle et l'esthétique-fitness. Avec 500 Gauss de pic et 200 Gauss moyens, il offre une puissance réglable et une action en profondeur ou en surface. Son grand écran rétroéclairé et ses 41 programmes préinstallés en font un dispositif complet, puissant et simple d'utilisation.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

L'électrostimulateur MAGNUM XL PRO est un appareil de magnétothérapie qui utilise des champs magnétiques pulsés basse fréquence pour le traitement des douleurs, inflammations et troubles musculo-squelettiques. Il permet une thérapie non invasive favorisant la régénération cellulaire, la circulation sanguine et l'oxygénation des tissus. Doté de 41 programmes préinstallés et de 10 programmes personnalisables, il s'adapte aux besoins spécifiques des utilisateurs, qu'ils soient en phase de réhabilitation, en traitement contre la douleur ou en quête d'amélioration physique. Son diffuseur offre une flexibilité exceptionnelle, permettant un traitement efficace sur les grandes surfaces comme le dos ou sur des zones plus ciblées comme le poignet. Son grand écran graphique rétroéclairé et son système de navigation EASY-PRO avec clavier joypad garantissent une expérience



utilisateur fluide et intuitive. Alimenté sur secteur, il offre une utilisation continue sans interruption et une stabilité optimale pour des séances de magnétothérapie prolongées.

Caractéristiques principales

- Technologie : Champs magnétiques pulsés basse fréquence.
- Nombre de canaux : 2 canaux indépendants.
- Puissance réglable : 500 Gauss de pic (250 x 2 canaux), 200 Gauss moyens (100 x 2 canaux).
- Fréquence ajustable : 5 à 200 Hz (par paliers de 5).
- **Duty Cycle**: 5% à 100% (par paliers de 5).
- Affichage : Grand écran graphique rétroéclairé.
- Alimentation: Fonctionne sur secteur 220V.
- Programmes intégrés : 41 programmes préinstallés + 10 personnalisables.

Avantages

- Soulagement efficace des douleurs musculaires et articulaires.
- Optimise la récupération et la régénération cellulaire.
- Diffusion adaptable pour une action en profondeur ou en surface.
- Navigation intuitive grâce au système EASY-PRO et son clavier joypad.
- Utilisation continue grâce à son alimentation secteur.
- Convient aux professionnels et aux particuliers pour une thérapie à domicile.

Contenu du pack

- 1 Électrostimulateur Magnum XL PRO.
- 1 Mallette de transport.
- 1 Diffuseur doux, flexible et extensible.
- 1 Alimentation secteur.
- 1 Mode d'emploi.

Garantie: 2 ans

CE.

Conformité: Classe II A – Directive 93/42/CEE – 2007/47/CEE.

Trouvez <u>l'electrostimulateur</u> qui vous correspond parmi un panel varié dédiée à l'<u>electrothérapie</u> et commandez dès maintenant!