

ÉLECTROSTIMULATEUR PERISTIM PRO 2 VOIES CEFAR - appareil complet

Référence 09366



Prix du produit :

311,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Peristim Pro CEFAR** est un **électrostimulateur périnéal 2 voies** conçu pour une utilisation précise en rééducation, avec **9 programmes** intégrés, écran LCD rétro-éclairé et compatibilité avec sonde vaginale, sonde anale ou électrodes de surface.

CE 0413 • DM IIa • 2 Voies • 9 Programmes pré-réglés

Description du produit :

Peristim Pro, électrostimulateur périnéal compact et polyvalent

Ce électrostimulateur périnéal **Peristim Pro CEFAR** est pensé pour la rééducation du périnée avec une utilisation claire et rapide. Il réunit **2 voies**, **9 programmes** déjà configurés et **3 programmes** personnalisables selon les besoins du protocole.

Son écran LCD rétro-éclairé rend les paramètres plus faciles à visualiser, aussi bien au cabinet qu'à domicile. Son format compact permet de l'intégrer facilement dans le suivi régulier des séances.

Il peut être utilisé avec une sonde vaginale, une sonde anale ou des électrodes de surface selon l'indication. Idéal pour les kinésithérapeutes, sages-femmes, cabinets de rééducation, services d'urologie et patientes en traitement à domicile.

Points forts

- **Double canal** : les **2 voies** permettent d'adapter l'utilisation aux protocoles de rééducation périnéale ou de neuromodulation.
- **Programmes disponibles** : l'appareil intègre **9 programmes** préréglés et **3 programmes** personnalisables pour ajuster les séances.
- **Paramètres techniques étendus** : fréquence de **2 à 120 Hz**, largeur d'impulsion de **50 à 300 µs** et intensité de **0 à 99,5 mA** pour un réglage précis.
- **Lecture facilitée** : l'écran rétro-éclairé améliore le confort de consultation des réglages au quotidien.
- **Encombrement réduit** : avec des dimensions de **120 x 50 x 30 mm** et un poids net de **180 g**, il se transporte aisément.
- **Utilisation compatible** : fonctionne avec sonde vaginale, sonde anale et électrodes de surface pour répondre à différentes indications.

Caractéristiques techniques

Marque : CEFAR

Type de produit : Électrostimulateur périnéal

Utilisation : Réutilisable

Fonctionnement : Électrostimulation, alimentation par piles

Alimentation : 2 piles AA 1,5 V

Nombre de voies : 2 voies

Nombre de programmes : 9 programmes prédéfinis + 3 programmes personnalisables

Fréquence : 2 à 120 Hz

Largeur d'impulsion : 50 à 300 µs

Intensité : 0 à 99,5 mA

Forme d'onde : Biphase symétrique 100% compensée

Écran : LCD rétro-éclairé

Dimensions : 120 x 50 x 30 mm

Poids Net : 180 g

Utilisations compatibles : Sonde vaginale, sonde anale, électrodes de surface

Indications : Incontinence d'effort, incontinence mixte, instabilité vésicale, neuromodulation du nerf tibial postérieur

Conditionnement : Appareil complet avec accessoires

Marquage : CE

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Norme : EN 60601-1-2

Marquage : CE 0413

Fabricant : CEFAR

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le ????????? comprend 1 électrostimulateur Peristim Pro, 2 piles AA, 2 câbles bipolaires, 1 sachet de 2 électrodes de 5 cm, 1 pochette ou housse de transport, 1 tour de cou, 1 clip ceinture et 1 manuel d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour poursuivre l'utilisation dans de bonnes conditions, les électrode neurostimulation - accessoires thérapeutiques sont utiles en application externe. Les câbles pour électrostimulateurs permettent de remplacer un accessoire usé. Les gels lubrifiants peuvent être utilisés pour améliorer le confort avec sonde.

JJ/26