

## Electrostimulateur mixtes EM80 - BEURER

Référence 09367



### Prix du produit :

# 99,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Le Beurer TENS EMS EM 80 est un électrostimulateur multifonction combinant TENS, EMS et massage pour le soulagement des douleurs, le renforcement musculaire et la relaxation. Doté de 4 canaux indépendants et 50 programmes, il offre une solution efficace et personnalisable pour améliorer le bien-être et lutter contre la fatigue.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

Le Beurer EM 80 est un électrostimulateur mixte intégrant trois technologies : TENS pour le traitement de la douleur, EMS pour la stimulation musculaire, et une fonction de massage électrique favorisant la détente.

Équipé de 4 canaux de stimulation indépendants et de 8 électrodes auto-adhésives, il s'adapte à de multiples applications : soulagement des douleurs dorsales et articulaires, récupération après une blessure, stimulation musculaire ciblée et relaxation générale. Son écran LCD intuitif permet de naviguer facilement entre ses 50 programmes prédéfinis, tandis que son mode manuel offre une personnalisation avancée des réglages.

#### Caractéristiques principales

- **Technologie combinée**: TENS (anti-douleur), EMS (stimulation musculaire), massage.
- Nombre de canaux : 4 canaux indépendants pour un traitement ciblé.
- Programmes intégrés : 50 programmes prédéfinis + mode manuel pour personnalisation.



- Affichage : Écran LCD intuitif avec contrôle des réglages.
- Électrodes: 8 électrodes auto-adhésives (45 x 45 mm) incluses.
- Alimentation: 3 piles AAA (fournies).

#### **Avantages**

- Soulage efficacement les douleurs chroniques et aiguës grâce à la technologie TENS.
- Favorise le renforcement musculaire et la récupération après l'effort avec l'EMS.
- Offre une relaxation profonde et réduit le stress via la fonction massage.
- Permet un traitement personnalisé avec ses 50 programmes et ses réglages manuels.
- Portable et facile à utiliser avec un écran intuitif et des commandes simplifiées.
- Utilisation sécurisée et non médicamenteuse, sans effets secondaires.

#### Indications d'utilisation

- Douleurs dorsales (lombaires, cervicales, etc.).
- Douleurs articulaires (genou, hanche, épaule).
- Douleurs menstruelles.
- Douleurs liées aux troubles circulatoires.
- Récupération musculaire après blessure ou effort physique.
- Réduction de la fatigue et relaxation générale.

#### Conditionnement

- 1 électrostimulateur Beurer EM 80.
- 8 électrodes auto-adhésives (45 x 45 mm).
- · Câbles d'alimentation.
- 3 piles AAA.
- 1 sac de rangement.
- 1 manuel d'utilisation en français.

Garantie: 5 ans

#### CE.

Trouvez <u>l'electrostimulateur</u> qui vous correspond parmi un panel varié dédiée à <u>l'electrothérapie</u> et commandez dès maintenant!