

ÉLECTROSTIMULATEUR TENS EMS EM80 4 CANAUX BEURER - appareil avec 8 électrodes

Référence 09367



Prix du produit :

100,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **électrostimulateur TENS EMS EM80 BEURER** réunit TENS, EMS et massage dans un même dispositif pour des séances ajustables. Il intègre **4 canaux**, **8 électrodes** auto-adhésives et **50 programmes** pour personnaliser l'utilisation.

5 Ans • Normes EN60601 • 4 Canaux indépendants • 8 Électrodes auto-adhésives

Description du produit :

EM80 Beurer, 4 canaux pour une électrostimulation adaptable

Ce électrostimulateur regroupe les modes TENS, EMS et massage au sein d'un seul appareil. Le **Beurer EM80** fonctionne avec **4 canaux indépendants**, est livré avec **8 électrodes** auto-adhésives et met à disposition **50 programmes** selon l'usage souhaité.

Son écran LCD permet de visualiser simplement les réglages en cours. La minuterie de **5 à 90 minutes** et l'arrêt automatique contribuent à une utilisation pratique, aussi bien en structure de soins qu'à domicile.

Idéal pour kinésithérapeutes, centres de rééducation, professionnels du sport, cabinets de soins et utilisateurs à domicile. Il répond aux besoins de **stimulation musculaire**, de **massage** et de confort d'utilisation au quotidien.

Points forts

- **Fonctions 3 en 1** : l'appareil associe TENS, EMS et massage pour regrouper plusieurs usages dans un seul équipement.
- **4 voies indépendantes** : chaque canal se règle séparément afin d'adapter l'intensité à différentes zones de travail en simultané.
- **50 programmes disponibles** : **30 programmes préenregistrés** complétés par **20 personnalisables** pour affiner les paramètres de séance.
- **8 électrodes auto-adhésives** : leur mise en place est rapide et permet une utilisation polyvalente sur plusieurs zones corporelles.
- **Réglages lisibles** : l'écran LCD et le compte à rebours facilitent le suivi, avec un temps de traitement ajustable de **5 à 90 minutes**.
- **Utilisation autonome** : l'alimentation par piles, le sac de rangement et l'arrêt de sécurité simplifient l'usage au cabinet comme en déplacement.

Caractéristiques techniques

Garantie : 5 ans

Marque : BEURER

Fabricant : Beurer GmbH

Type de produit : Électrostimulateur TENS/EMS numérique

Fonctions : TENS, EMS, massage

Nombre de canaux : 4

Nombre d'électrodes : 8 électrodes auto-adhésives

Programmes : 30 préprogrammés + 20 personnalisables

Programmes TENS : 10

Programmes EMS : 10

Programmes massage : 10

Fréquence : 1 à 120 Hz

Durée d'impulsion : 40 à 250 µs

Tension de sortie : max. 90 Vpp à 500 ohms

Courant de sortie : max. 180 mA_{pp} à 500 ohms

Temps de traitement : 5 à 90 minutes

Intensité : réglable de 0 à 15

Alimentation : 3 piles AA

Écran : LCD 4,5 x 2,8 cm

Dimensions : 17 x 12,5 x 4,8 cm

Poids Net : 528 g

Couleur : Blanc

Utilisation : Réutilisable

Fonctionnement : Élément de commande sur le produit

Conditionnement : 1 appareil avec accessoires

Normes & sécurité

Norme : EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-10

Marquage : CE

Fabricant : Beurer GmbH

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement inclut 1 électrostimulateur TENS/EMS numérique EM80, des cordons de connexion, **8 électrodes auto-adhésives de 45 x 45 mm**, **3 piles AA**, un mode d'emploi en français et un sac de rangement.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les électrode neurostimulation - accessoires thérapeutiques permettent de remplacer les consommables au fil des utilisations. Les câbles pour électrostimulateurs et les batterie pour électrostimulateur aident à maintenir un matériel opérationnel lors d'un usage régulier.

JJ/26