

# Electrostimulateur GENESY 300 PRO - GLOBUS

Référence 09379



Prix du produit :

**399,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Globus Genesy 300 Pro** est un **électrostimulateur 4 canaux polyvalent**, conçu pour **atténuer la douleur, favoriser la cicatrisation et renforcer les muscles**. Grâce à ses 91 programmes, il offre une solution efficace contre l'arthrite, les œdèmes, les inflammations, les douleurs chroniques et musculaires. Il combine **TENS, EMS et micro-courants** pour un traitement complet et performant.

**VENDU À L'UNITÉ.**

Description du produit :

Le **Globus Genesy 300 Pro** est un électrostimulateur avancé conçu pour la **réhabilitation, la récupération musculaire, la physiothérapie et le traitement de la douleur**. Il offre **91 programmes spécialisés** et fonctionne avec **4 canaux indépendants**, permettant un traitement ciblé et efficace. Grâce à la technologie **TENS (stimulation antalgique)**, cet appareil soulage les douleurs aiguës et chroniques via des impulsions électriques bi-phasiques symétriques variant entre 8 et 200 Hz. La thérapie par **micro-courants (MCR)** stimule la régénération des tissus, en deux phases : une pour **réduire la douleur**, et une autre pour **accélérer la cicatrisation**. Avec ses **programmes de fitness, de sport et de rééducation**, il est idéal pour les athlètes, kinésithérapeutes et patients en réhabilitation. Il propose également des traitements spécifiques contre l'**incontinence** et intègre un programme **d'ionophorèse**, efficace contre l'hyperhidrose et les douleurs articulaires.

## Caractéristiques principales

- **4 canaux indépendants** pour un traitement simultané de plusieurs zones.
- **91 programmes spécialisés** couvrant la réhabilitation, le sport, la douleur et la récupération.
- **Technologie TENS** : soulagement efficace des douleurs musculaires et chroniques.
- **Micro-courants (MCR)** : stimule la réparation des tissus et réduit les inflammations.
- **Programmes de fitness et renforcement musculaire** : améliore la récupération et la tonicité.
- **Mode ionophorèse** : efficace contre l'hyperhidrose et la gestion de la douleur.
- **Grand écran LCD** : navigation intuitive et affichage clair des paramètres.
- **Batterie rechargeable** : autonomie prolongée pour une utilisation sans contrainte.

## Avantages

- **Soulage les douleurs musculaires et articulaires** grâce à la stimulation TENS et MCR.
- **Accélère la cicatrisation et la récupération** après une blessure ou une intervention.
- **Améliore la circulation sanguine** et réduit l'inflammation pour un bien-être optimal.
- **Renforce les muscles** et favorise la rééducation fonctionnelle avec ses programmes EMS.
- **Portable et pratique**, parfait pour les thérapeutes et les utilisateurs à domicile.
- **Large compatibilité avec divers électrodes et accessoires Globus.**

## Programmes intégrés

- **29 programmes Fitness** : raffermissement, modelage, tonification, prévention des crampes.
- **22 programmes Sport** : échauffement, récupération post-compétition, hypertrophie musculaire.
- **20 programmes TENS et douleurs** : gestion des douleurs chroniques, post-opératoires et menstruelles.
- **12 programmes Micro-courants** : réduction des inflammations, soulagement des sciatiques et tendinites.
- **6 programmes Réhabilitation** : atrophie musculaire, subluxation de l'épaule, récupération post-op.
- **1 programme Incontinence.**
- **1 programme Ionophorèse.**

## Conditionnement

- 1 électrostimulateur Globus Genesy 300 Pro.
- 4 câbles pour connecter les électrodes.
- 2 câbles gris pour micro-courants et ionophorèse.
- 4 électrodes autocollantes 50 x 50 mm.
- 4 électrodes autocollantes 50 x 90 mm.
- 1 chargeur de batterie secteur.
- 1 manuel d'utilisation.

**Garantie : 2 ans**

**CE.**

Trouvez **l'electrostimulateur** qui vous correspond parmi un panel varié dédiée à l'[electrothérapie](#) et commandez dès maintenant !