

Electrostimulateur COMPEX PRO REHAB - CHATTANOOGA

Référence 09311



Prix du produit :

498,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Compex Pro Rehab** est un **électrostimulateur 4 canaux** conçu pour la **réhabilitation, la gestion de la douleur et l'optimisation musculaire**. Il intègre des technologies avancées Mi-Scan, Mi-TENS, Mi-Range et Mi-Action, permettant une **stimulation adaptée et efficace**. Avec ses nombreux programmes personnalisables, il offre une prise en charge complète des **douleurs, troubles vasculaires et récupération musculaire**, faisant de lui un outil indispensable en physiothérapie et rééducation.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Le **Compex Pro Rehab** est un appareil d'électrothérapie avancé conçu pour **traiter la douleur, améliorer la récupération et renforcer les muscles**. Doté de **4 canaux indépendants**, il permet de **stimuler plusieurs zones simultanément** et d'adapter le traitement en fonction des besoins du patient. Grâce à ses programmes spécialisés, il est utilisé pour la **réhabilitation fonctionnelle, la gestion des douleurs chroniques et aiguës, la stimulation vasculaire et l'optimisation musculaire**. La technologie **Mi-Ready** assure une stimulation **plus précise et plus confortable** en analysant la réponse musculaire avant chaque session. L'électrostimulateur offre également la fonction **2+2**, permettant de combiner **deux programmes différents en simultané**. Que ce soit pour une récupération après blessure, une optimisation des

performances sportives ou un soulagement des douleurs, le **Compex Pro Rehab** s'adapte à chaque besoin avec une efficacité prouvée.

Caractéristiques principales

- **4 canaux indépendants** : stimulation simultanée de plusieurs zones musculaires.
- **Technologie Mi-Ready** : adaptation automatique à la physiologie du patient.
- **Fonction 2+2** : possibilité d'exécuter deux programmes différents en même temps.
- **Programmes spécialisés** : réhabilitation, soulagement de la douleur, renforcement musculaire.
- **Courant constant** : assure une intensité stable pour une efficacité optimale.
- **Écran rétroéclairé** : meilleure visibilité et navigation intuitive.
- **Batterie rechargeable longue durée** : autonomie optimale pour une utilisation prolongée.
- **Largeur d'impulsion** : 30 à 400 μ s.
- **Fréquence** : 1 à 150 Hz.
- **Courant constant** : jusqu'à 1300 Ohm/canal.
- **Alimentation** : batterie NiMH 4.8 V 2000 mA/h rechargeable.
- **Poids** : 300 g (batterie incluse).
- **Dimensions** : 138 x 95 x 33 mm.

Avantages

- **Soulage efficacement les douleurs musculaires** et articulaires.
- **Favorise la récupération après une blessure** ou une intervention chirurgicale.
- **Améliore la circulation sanguine** et réduit les tensions musculaires.
- **Renforce les muscles** et optimise les performances sportives.
- **Portable et pratique**, idéal pour les kinésithérapeutes et les patients à domicile.

Programmes intégrés

- **Réhabilitation** : améliore la fonction musculaire après blessure ou immobilisation.
- **Anti-douleur** : courants TENS pour un soulagement immédiat des douleurs aiguës et chroniques.
- **Stimulation vasculaire** : favorise la circulation sanguine et réduit la rétention d'eau.
- **Préparation physique** : optimise la performance musculaire et la récupération.

Conditionnement

- 1 électrostimulateur Compex Pro Rehab.
- 4 câbles pour connecter les électrodes.
- 1 batterie rechargeable.
- 1 manuel d'utilisation.

Garantie : 3 ans

CE.

