

Electrostimulateur NEUROTRAC TENS - CERFA COMPEX

Référence 09368



Prix du produit :

151,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le Neurostimulateur Électrique Neurotrac est un **dispositif de neurostimulation électrique transcutanée (TENS)** conçu pour **soulager les douleurs aiguës, chroniques et post-chirurgicales**. Doté de 12 programmes pré-enregistrés et 2 personnalisables, il offre une **stimulation efficace et ciblée**. Grâce à ses paramètres ajustables (fréquence, intensité, durée), il s'adapte aux besoins individuels pour une prise en charge optimale de la douleur.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Le Neurostimulateur Électrique Neurotrac est une solution innovante pour le **soulagement de la douleur par neurostimulation électrique transcutanée (TENS)**. Il agit directement sur les **terminaisons nerveuses**, réduisant la sensation de douleur sans recourir aux médicaments. Cet appareil est particulièrement indiqué pour **les douleurs chroniques persistantes, les douleurs aiguës post-traumatiques ou post-opératoires**. Grâce à ses 12 programmes intégrés et 2 modes personnalisables, il permet une **utilisation adaptée aux différents types de douleurs**. Sa conception ergonomique et son **interface intuitive** facilitent son usage quotidien. Le **Neurotrac TENS propose trois modes de stimulation** (continu, burst et modulé) et un réglage précis de la fréquence et de l'intensité pour garantir un **traitement optimal et confortable**. Son alimentation par batterie 9V assure une **grande autonomie**, idéale pour une utilisation à domicile.

ou en déplacement.

Caractéristiques principales

- **12 programmes prédéfinis + 2 programmes personnalisables.**
- **3 modes de stimulation** : continu, burst, modulé.
- **Réglage précis de l'intensité** (0 à 80 mA) et de la fréquence (2 à 200 Hz).
- **Neurostimulation transcutanée (TENS)** pour une prise en charge de la douleur sans médicaments.
- **Écran intuitif et ergonomique** pour un usage facile et rapide.
- **Alimentation par batterie 9V** offrant une grande autonomie.
- **Amplitude** : 0 à 80 mA.
- **Courant** : asymétrique, rectangulaire, biphasique à moyenne nulle.
- **Largeur d'impulsion** : 50 à 300 µs.
- **Fréquence** : 2 à 200 Hz.
- **Modes de stimulation** : continu, burst, modulé.
- **Durée de traitement** : 1 à 720 minutes.
- **Alimentation** : batterie 9V.
- **Dimensions** : 108 x 62 x 23 mm.

Avantages

- **Soulage efficacement les douleurs chroniques** et aiguës.
- **Personnalisation des traitements** grâce aux programmes modifiables.
- **Compact et léger**, idéal pour une utilisation à domicile ou en déplacement.
- **Facile à utiliser**, même pour les non-initiés à la neurostimulation.

Indications d'utilisation

- Douleurs aiguës et chroniques (lombalgie, arthrose, cervicalgie).
- Douleurs post-opératoires et post-traumatiques.
- Syndrome douloureux régional complexe (SDRC).
- Troubles musculo-squelettiques (TMS).

Conditionnement

- 1 Neurotrac TENS (neurostimulateur 2 voies).
- 2 câbles pour électrodes.
- 4 électrodes autocollantes 50x50 mm.
- 1 notice en français.

Garantie : 2 ans

CE.

Trouvez **l'electrostimulateur** qui vous correspond parmi un panel varié

dédiée à l'[electrothérapie](#) et commandez dès maintenant !