

# Electrostimulateur NEUROTRAC TENS - CERFA COMPEX

Référence 09368



## Prix du produit :

# 149,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Le Neurostimulateur Électrique Neurotrac dispositif de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) conçu pour soulager douleurs aiguës, les chroniques et post-chirurgicales. Doté de 12 pré-enregistrés programmes et personnalisables, il offre une stimulation efficace et ciblée. Grâce à ses paramètres ajustables (fréquence, intensité, durée), il s'adapte aux besoins individuels pour une prise en charge optimale de la douleur.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

Le Neurostimulateur Électrique Neurotrac est une solution innovante pour le soulagement de la douleur par neurostimulation électrique transcutanée (TENS). Il agit directement sur les terminaisons nerveuses, réduisant la sensation de douleur sans recourir aux médicaments. Cet appareil est particulièrement indiqué pour les douleurs chroniques persistantes, les douleurs aiguës post-traumatiques ou post-opératoires. Grâce à ses 12 programmes intégrés et 2 modes personnalisables, il permet une utilisation adaptée aux différents types de douleurs. Sa conception ergonomique et son interface intuitive facilitent son usage quotidien. Le Neurotrac TENS propose trois modes de stimulation (continu, burst et modulé) et un réglage précis de la fréquence et de l'intensité pour garantir un traitement optimal et confortable. Son alimentation par batterie 9V assure une grande autonomie, idéale pour une utilisation à domicile



ou en déplacement.

## Caractéristiques principales

- 12 programmes prédéfinis + 2 programmes personnalisables.
- 3 modes de stimulation : continu, burst, modulé.
- Réglage précis de l'intensité (0 à 80 mA) et de la fréquence (2 à 200 Hz).
- Neurostimulation transcutanée (TENS) pour une prise en charge de la douleur sans médicaments.
- **Écran intuitif et ergonomique** pour un usage facile et rapide.
- Alimentation par batterie 9V offrant une grande autonomie.
- Amplitude: 0 à 80 mA.
- Courant : asymétrique, rectangulaire, biphasique à moyenne nulle.
- Largeur d'impulsion : 50 à 300 µs.
- Fréquence : 2 à 200 Hz.
- Modes de stimulation : continu, burst, modulé.
- Durée de traitement : 1 à 720 minutes.
- Alimentation : batterie 9V.
- **Dimensions**: 108 x 62 x 23 mm.

## **Avantages**

- Soulage efficacement les douleurs chroniques et aiguës.
- Personnalisation des traitements grâce aux programmes modifiables.
- Compact et léger, idéal pour une utilisation à domicile ou en déplacement.
- Facile à utiliser, même pour les non-initiés à la neurostimulation.

#### Indications d'utilisation

- Douleurs aiguës et chroniques (lombalgie, arthrose, cervicalgie).
- Douleurs post-opératoires et post-traumatiques.
- Syndrome douloureux régional complexe (SDRC).
- Troubles musculo-squelettiques (TMS).

#### Conditionnement

- 1 Neurotrac TENS (neurostimulateur 2 voies).
- 2 câbles pour électrodes.
- 4 électrodes autocollantes 50x50 mm.
- 1 notice en français.

Garantie: 2 ans

CE.



dédiée à l'electrothérapie et commandez dès maintenant!