

NEUROSTIMULATEUR ÉLECTRIQUE NEUROTRAC 2 VOIES TENS NEUROTRAC - appareil complet

Référence 09368



Prix du produit :

151,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **neurostimulateur électrique Neurotrac** de marque **Neurotrac** intègre une technologie **TENS 2 voies** avec **12 programmes + 2 personnalisables**, pour des réglages précis de **0 à 80 mA** et **2 à 200 Hz**.

CE • 2 Voies • 12 Programmes + 2
Personnalisables • Pile 9 V

Description du produit :

Neurostimulateur électrique Neurotrac, TENS 2 voies polyvalent

Ce neurostimulateur électrique TENS se destine à la neurostimulation transcutanée en cabinet ou à domicile. Le **neurostimulateur électrique Neurotrac** de marque **Neurotrac** réunit **2 voies**, différents modes de stimulation et un gabarit compact de **108 x 62 x 23 mm**.

Son interface permet d'accéder à **12 programmes + 2 personnalisables**, avec une amplitude de **0 à 80 mA** et une fréquence de **2 à 200 Hz**. Ces paramètres offrent une adaptation simple selon la zone concernée et les habitudes de réglage du praticien.

Fourni avec ses accessoires essentiels, dont les câbles, les électrodes et une notice en français, il est immédiatement disponible à l'usage. Idéal pour kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets médicaux et professionnels du soin à domicile.

Points forts

- **Double canal** : les **2 voies** autorisent une stimulation sur une ou deux zones et facilitent l'organisation de la séance.
- **Bibliothèque de programmes** : **12 programmes + 2 personnalisables** pour ajuster l'utilisation aux préférences du professionnel.
- **Plages de réglage complètes** : amplitude **0 à 80 mA**, fréquence **2 à 200 Hz** et largeur d'impulsion **50 à 300 µs** pour un paramétrage précis.
- **Encombrement réduit** : avec **108 x 62 x 23 mm** et un poids net d'environ **107 g**, l'appareil se déplace facilement.
- **Alimentation autonome** : le fonctionnement par **pile 9 V** convient aux salles de soin, aux déplacements et aux usages sans branchement immédiat.
- **Prêt à utiliser** : l'ensemble comprend **2 câbles** et **4 électrodes 50 x 50 mm** pour une mise en service rapide.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : Neurotrac

Fabricant : Verity Medical LTD

Type de produit : Neurostimulateur électrique transcutané TENS

Fonctionnement : Électronique, 2 voies

Programmes : 12 programmes + 2 personnalisables

Amplitude : 0 à 80 mA

Fréquence : 2 à 200 Hz

Modes : Continu, Burst, Modulé

Largeur d'impulsion : 50 à 300 µs

Durée de programme : 1 à 720 min

Courant : Constant, asymétrique, rectangulaire, biphasique à moyenne nulle

Alimentation : Pile 9 V

Dimensions : 108 x 62 x 23 mm

Poids Net : Environ 107 g

Connectique : Fiches bananes 2 mm

Détection : Circuit ouvert automatique

Utilisation : Réutilisable

Conditionnement : Appareil complet avec accessoires

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : Verity Medical LTD

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le coffret comprend 1 neurostimulateur Neurotrac TENS 2 voies, 2 câbles électrodes, 4 électrodes **50 x 50 mm** et 1 notice en français.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les électrodes de neurostimulation permettent de renouveler facilement le consommable. Les câbles pour électrostimulateurs sont utiles en remplacement ou en réserve. Une batterie pour électrostimulateur compatible contribue aussi à maintenir l'appareil disponible entre les séances.

JJ/26