

CEFAR TENS CHATTANOOGA

électrostimulateur 2 voies rechargeable CEFAR

Référence 09369



Prix du produit :

214,20 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **CEFAR TENS Chattanooga CEFAR** est un électrostimulateur antalgique à **2 canaux**, pensé pour des séances personnalisées avec batterie lithium polymère rechargeable. Il propose **10 programmes prédéfinis**, **5 plages libres** et une autonomie de **6 à 10 h** selon l'intensité utilisée.

3 Ans • CE 0086 • DM IIa • 10 Programmes prédéfinis + 5 libres

Description du produit :

CEFAR TENS Chattanooga, double canal pour une utilisation flexible

Ce électrostimulateur 2 voies permet de réaliser des séances d'électrostimulation avec davantage de souplesse, en cabinet comme à domicile. Le **CEFAR TENS Chattanooga CEFAR** dispose de **2 canaux indépendants**, d'une batterie rechargeable et de paramètres ajustables selon la zone concernée.

Chaque canal peut fonctionner avec un protocole identique ou différent, ce qui facilite l'adaptation des séances selon les besoins d'utilisation. Son format compact de **132 x 60 x 24 mm** et son poids de **156 g** le rendent simple à transporter et à manipuler au quotidien.

Avec **10 programmes prédéfinis**, **5 programmes libres**, une échelle de douleur et un verrouillage de programme, cet appareil est conçu pour un usage encadré et pratique. Idéal pour kinésithérapeutes, centres anti-douleur, médecins de rééducation, cabinets de physiothérapie et patients suivis à domicile.

Points forts

- **Réglage indépendant des 2 canaux** : chaque voie se paramètre séparément pour utiliser un même programme sur deux zones ou combiner deux protocoles distincts.
- **Batterie rechargeable Li-Po** : la batterie lithium polymère assure une utilisation mobile, avec une autonomie de **6 à 10 heures** selon le programme et l'intensité.
- **Bibliothèque de programmes complète** : l'appareil intègre **10 programmes prédéfinis** et **5 programmables** pour ajuster les séances à différents contextes d'usage.
- **Fonction compliance** : le suivi du temps d'utilisation aide à visualiser les séances effectuées, notamment dans le cadre d'un usage à domicile.
- **Utilisation facilitée** : le clip ceinture réversible à 180°, le verrouillage de programme et l'échelle numérique de douleur améliorent la prise en main.
- **Encombrement réduit** : son gabarit compact simplifie les déplacements entre salle de soins, cabinet et domicile.

Caractéristiques techniques

Garantie : 3 ans

Marque : CEFAR

Fabricant : DJO France

Type de produit : Électrostimulateur antalgique 2 voies

Utilisation : Réutilisable

Fonctionnement : Électrostimulation TENS, EMS/NMES

Dimensions : 132 x 60 x 24 mm

Poids Net : 156 g

Alimentation : Batterie intégrée rechargeable Lithium Polymère Li-Po 3.7 V 1500 mAh

Autonomie : 6 à 10 h selon programme et intensité

Canaux : 2 canaux indépendants

Nombre de programmes : 10 prédéfinis et 5 programmables

Fréquence : 1 à 120 Hz

Largeur d'impulsion : 60 à 400 µs

Intensité maximale : 100 mA

Incréments d'intensité : 0,5 mA minimum

Courant constant : Jusqu'à 1500 Ohm par canal

Écran : LCD mono rétroéclairé

Connecteurs : Fiche mâle Ø2 mm

Classe IP : IP22

Pièce appliquée : Type BF

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Marquage : CE 0086

Norme : Directive européenne 93/42/CEE

Fabricant : DJO France

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le coffret contient 1 appareil de stimulation, 1 chargeur secteur, 2 câbles de branchement pour électrodes, 4 électrodes adhésives carrées **50 x 50 mm**, 1 tour de cou, 1 clip ceinture, 1 manuel d'utilisation, 1 brochure patient, 1 housse ou pochette de transport et 1 boîte de présentation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour prolonger l'utilisation de l'appareil, les électrode neurostimulation - accessoires thérapeutiques permettent de renouveler les consommables. Les câbles pour électrostimulateurs sont utiles en remplacement, tandis qu'une batterie pour électrostimulateur peut soutenir les usages intensifs.

F.A./26