

## Câble 15 cm PRISE FEMELLE 2MM & 4MM

Référence 09296



### Prix du produit :

# 9,99 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Ce câble de 15 cm est conçu pour les dispositifs d'électrothérapie, permettant un raccord fiable et sécurisé entre l'appareil et les électrodes. Doté d'une prise femelle 2 mm et 4 mm, il offre une compatibilité optimale avec divers équipements. Disponible en noir ou rouge, il s'adapte aux besoins des professionnels et des particuliers.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

Le câble de 15 cm avec prise femelle 2 mm et 4 mm est un accessoire essentiel pour assurer une connexion stable et sécurisée entre les électrodes et les appareils d'électrostimulation. Sa qualité de fabrication garantit une longue durée de vie et une transmission efficace du courant électrique pour un traitement optimal. Disponible en noir ou rouge, il offre une grande flexibilité d'utilisation selon vos préférences et vos besoins. Ce câble est également disponible en différentes configurations, y compris mâle/mâle, mâle/femelle et femelle/femelle, ainsi qu'en longueur de 15 cm ou 120 cm pour s'adapter à toutes les situations.

#### Caractéristiques principales

• Longueur : 15 cm

• Prises femelles: 2 mm et 4 mm

• Compatibilité : Électrothérapie et électrostimulation

• Couleurs disponibles : Noir ou rouge

• Options de connexion : Mâle/mâle, mâle/femelle, femelle/femelle



• Disponible en version 120 cm selon le modèle

## **Avantages**

- Connexion fiable et sécurisée pour les électrodes
- Qualité professionnelle et longue durée de vie
- Choix de couleur et de configuration pour s'adapter à tous les besoins
- Facile à utiliser et à installer

#### CE.

Trouvez **l'accessoires pour électrostimulateur** qui correspond à vos besoins parmi un panel varié dédiée à **l'**electrothérapie et commandez dès maintenant !