

CÂBLE 15 CM PRISE FEMELLE 2 ET 4 MM RACCORDEMENT ÉLECTROTHÉRAPIE - 15 cm

Référence 09296



Prix du produit :

10,19 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **câble 15 cm prise femelle 2 et 4 mm** permet de relier facilement des accessoires et électrodes compatibles en électrothérapie. Sa longueur de **15 cm** et sa connectique **2 mm et 4 mm** conviennent aux branchements courts. Existe en plusieurs couleurs.

15 Cm • Double prise femelle 2 et 4 mm •
Raccord pour électrothérapie • Noir ou rouge

Description du produit :

Câble 15 cm prise femelle 2 et 4 mm, liaison courte

Ce câble pour électrostimulateurs de **15 cm** est conçu pour réaliser un raccordement de proximité en électrothérapie. Sa double connexion femelle **2 mm** et **4 mm** facilite l'association d'accessoires et d'électrodes compatibles.

Son format court aide à garder une installation plus ordonnée autour du poste de soin. Il convient lorsque les éléments à raccorder sont déjà proches, sans ajouter de longueur inutile.

Idéal pour les cabinets de kinésithérapie, centres de rééducation, professionnels de l'électrothérapie et praticiens du sport. Il accompagne les changements de configuration rapides entre deux utilisations.

Points forts

- **Format 15 cm** : une longueur réduite adaptée aux montages rapprochés, pour limiter l'encombrement autour de l'appareil.
- **Prises femelles 2 mm et 4 mm** : cette configuration élargit les possibilités de raccordement avec des accessoires de connectique différente.
- **Connexion simple** : conçu pour relier des électrodes et accessoires compatibles avec un branchement direct.
- **Utilisation pratique** : le câble court contribue à une manipulation plus fluide au poste de soin lors des préparations et remplacements.
- **Disponible en deux couleurs** : noir ou rouge pour faciliter l'identification visuelle des branchements selon l'organisation du matériel.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Câble pour électrothérapie

Longueur : 15 cm

Connectique : Prise femelle 2 mm et prise femelle 4 mm

Utilisation : Raccord pour électrodes et accessoires compatibles

Couleur : Noir ou rouge

Formats disponibles : 15 cm et autres configurations de connectique selon modèles

Marque : Non renseignée

Garantie : 2 ans

Couleurs : Rouge ; Noir

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre installation, les électrodes de neurostimulation s'associent à ce type de raccord en séance. Un électrostimulateur 2 voies peut convenir aux usages courants, tandis qu'une batterie pour électrostimulateur aide à maintenir l'équipement disponible.