

# Câble 15cm - PRISE FEMELLE 2MM & MÂLE 4MM

Référence 09297



#### Prix du produit :

## 9,99 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Ce câble de 15 cm avec prise femelle 2 mm et mâle 4 mm est un accessoire essentiel pour une connexion sécurisée et performante entre votre appareil d'électrothérapie et les électrodes. Disponible en noir ou rouge, il s'adapte aux besoins des professionnels et particuliers pour une utilisation optimale.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

Le câble de 15 cm avec prise femelle 2 mm et mâle 4 mm est spécialement conçu pour assurer une transmission efficace du courant électrique lors des séances d'électrostimulation. Sa qualité de fabrication professionnelle garantit une longévité accrue et une compatibilité optimale avec divers appareils d'électrothérapie. Disponible en noir ou rouge, il offre un choix adapté aux préférences et aux exigences des utilisateurs. Ce câble existe également en longueur 120 cm et dans différentes configurations : mâle/mâle, mâle/femelle et femelle/femelle, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation.

### Caractéristiques principales

• Longueur: 15 cm

Connecteurs : Prise femelle 2 mm & mâle 4 mm
Compatibilité : Électrothérapie et électrostimulation

Couleurs disponibles : Noir ou rouge



- Configurations disponibles : Mâle/mâle, mâle/femelle, femelle/femelle
- Existe en version 120 cm selon le modèle

#### **Avantages**

- Connexion stable et sécurisée pour une efficacité optimale
- Fabrication de qualité professionnelle garantissant une longue durée de vie
- Disponibilité en plusieurs couleurs et longueurs pour répondre à tous les besoins
- Facilité d'installation et d'utilisation

#### CE.

Trouvez **l'accessoires pour électrostimulateur** qui correspond à vos besoins parmi un panel varié dédiée à **l'**<u>electrothérapie</u> et commandez dès maintenant !