

Câble pour électroptherapie 15CM - PRISE MÂLE 2MM

Référence 09300



Prix du produit :

9,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce câble de 15 cm avec prise mâle 2 mm assure une connexion fiable et optimale pour vos séances d'électrostimulation. Compact et pratique, il est disponible en noir ou rouge et s'adapte à une large gamme d'appareils d'électrothérapie.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

Le câble de 15 cm avec prise mâle 2 mm est spécialement conçu pour garantir une connexion sécurisée entre les électrodes et les dispositifs d'électrostimulation. Sa taille compacte en fait un accessoire idéal pour des branchements rapprochés sans excédent de câble. Fabriqué avec des matériaux résistants, il assure une durabilité maximale et une transmission efficace du signal. Disponible en noir ou rouge, il s'intègre parfaitement à vos équipements et est proposé dans différentes configurations : mâle/mâle, mâle/femelle, femelle/femelle.

Caractéristiques principales

• Longueur : 15 cm

• Connecteur : Prise mâle 2 mm

• Compatibilité : Appareils d'électrostimulation et électrothérapie

Couleurs disponibles : Noir ou rouge
Autres longueurs disponibles : 120 cm



• Configurations possibles : Mâle/mâle, mâle/femelle, femelle/femelle

Avantages

- Connexion stable et sécurisée pour une transmission optimale du courant
- Format court de 15 cm idéal pour des branchements rapprochés
- Fabrication robuste pour une utilisation prolongée
- Adapté aux appareils d'électrothérapie professionnels et domestiques

CE.

Trouvez <u>les accessoires pour électrostimulateur</u> qui correspond à vos besoins parmi un panel varié dédiée à **l'**<u>electrothérapie</u> et commandez dès maintenant !