

Câble 15 CM - PRISE FEMELLE & MÂLE 2mm BIFURCATION Y

Référence 09302



Prix du produit :

9,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **câble bifurcation Y de 15 cm** est conçu pour **optimiser la connexion** entre vos électrodes et votre appareil d'électrothérapie. Avec une **prise femelle 2 mm et deux prises mâles 2 mm**, il permet une distribution équilibrée du signal. **Disponible en noir ou rouge.**

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Le **câble bifurcation Y de 15 cm** est une solution pratique pour **diviser le signal d'électrostimulation** et connecter plusieurs électrodes à un seul canal. Sa conception avec **une prise femelle 2 mm et deux prises mâles 2 mm** garantit une connexion stable et homogène. Ce câble est particulièrement adapté aux appareils d'électrothérapie, permettant une stimulation plus large et efficace. **Disponible en noir ou rouge**, il s'intègre facilement à votre matériel existant.

Caractéristiques principales

- **Longueur** : 15 cm
- **Connecteurs** : 1 prise femelle 2 mm, 2 prises mâles 2 mm
- **Type** : Bifurcation Y
- **Couleurs disponibles** : Noir ou rouge
- **Autres longueurs disponibles** : 120 cm

- **Configurations possibles** : Mâle/mâle, mâle/femelle, femelle/femelle

Avantages

- **Double connexion** pour élargir la surface de stimulation
- **Transmission homogène** du signal d'électrostimulation
- **Matériaux résistants** assurant une **longue durée de vie**
- **Format compact** pour une utilisation simple et efficace

CE.

Trouvez **les accessoires pour électrostimulateur** qui correspond à vos besoins parmi un panel varié dédiée à l'[electrothérapie](#) et commandez dès maintenant !