

Porte-aiguilles en carbure de TUNGSTÈNE - CRILL-WOOD

Référence 09371



Prix du produit :

30,59 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **porte-aiguille Crill-Wood** en **carbure de tungstène** est conçu pour maintenir et guider les aiguilles de suture avec précision lors d'interventions chirurgicales. Robuste et durable, il garantit une excellente prise en main et une haute résistance à l'usure. Son matériau dense et ses **mors en carbure de tungstène** assurent une tenue optimale des aiguilles et une précision accrue, même pour les soins profonds ou difficiles d'accès.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Le porte-aiguille **Crill-Wood** est un instrument chirurgical de haute précision, conçu pour assurer une manipulation stable et sécurisée des aiguilles de suture. Il est doté de **mors en carbure de tungstène**, un matériau reconnu pour sa grande résistance à l'usure et sa fiabilité exceptionnelle. Sa structure en acier inoxydable médical assure une durabilité optimale et une excellente résistance à la corrosion.

Grâce à ses **anneaux dorés**, il est facilement identifiable parmi d'autres instruments chirurgicaux. Il offre une prise en main ergonomique pour une manipulation précise, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur lors d'interventions prolongées.

Caractéristiques principales

- **Longueur** : 15 cm
- **Matériau** : Acier inoxydable chirurgical avec mors en **carbure de tungstène**
- **Durabilité** : Résistant à l'usure, grande longévité
- **Précision** : Tenue ferme et stable des aiguilles
- **Anneaux dorés** : Repérage facile
- **Utilisation** : Chirurgie générale, sutures profondes ou difficiles d'accès
- **Entretien** : Stérilisable en autoclave

Avantages

- **Excellente tenue des aiguilles** grâce aux mors en carbure de tungstène
- **Résistance à la corrosion et à l'usure**, augmentant la durée de vie de l'instrument
- **Ergonomie optimale** pour une prise en main confortable et précise
- **Identification rapide** grâce aux anneaux dorés
- **Qualité chirurgicale supérieure** avec des contrôles rigoureux

Garantie : 3 ans (sous réserve d'une utilisation chirurgicale)

CE.

Pour un équipement de qualité, choisissez le [portes-aiguilles](#) qui correspond à vos besoins parmi un panel varié dédiée à la [petite instrumentation](#) et commandez dès maintenant !