

# Dermatoscope - DERMA MED 30

Référence 09558



Prix du produit :

**599,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Derma MED30** est un **dermoscope haute précision** conçu pour les professionnels de santé. Avec un grossissement **x10**, un champ de vision de **32 mm** et un **éclairage LED polarisé**, il garantit une observation détaillée des lésions cutanées. Son **verre de protection autoclavable** assure une hygiène optimale, et son **adaptateur universel pour smartphone** permet de capturer des images médicales en toute simplicité.

Description du produit :

Le **dermoscope Derma MED30** est un **dispositif médical** avancé qui répond aux exigences des **dermatologues et des professionnels** de santé spécialisés en **dermatologie**. Grâce à sa **lentille de haute qualité** et son système d'éclairage LED polarisé et non polarisé, il offre une vision claire et détaillée des structures cutanées superficielles et profondes.

Caractéristiques principales

- **Grossissement x10** : Optique de précision pour une image nette et détaillée.
- **Champ de vision 32 mm** : Large ouverture pour une observation complète des lésions.
- **Éclairage LED performant** : 12 LED blanches (8 polarisées, 4 non polarisées) et 4 LED ambre polarisées.
- **Système de polarisation croisée** : Passage simple entre les modes d'éclairage polarisé et non polarisé.
- **Focus ajustable** : Réglage précis de la mise au point pour une meilleure analyse des structures cutanées.
- **Verre de protection gradué, détachable et autoclavable** : Stérilisation facile pour une

hygiène optimale.

- **Adaptateur universel pour smartphone** : Capture d'images haute résolution pour un suivi précis.
- **Batterie lithium-ion rechargeable (1000mAh)** : Jusqu'à 6 heures d'autonomie.
- **Recharge USB Type-C** : Charge rapide et pratique.
- **Dispositif médical certifié CE** : Conforme aux réglementations européennes.

## Avantages

- Diagnostic de haute précision grâce à son optique avancée.
- Conception hygiénique avec verre de protection **autoclavable**.
- Facilité d'utilisation avec un focus ajustable et un éclairage optimisé.
- Compatibilité smartphone pour une documentation et un suivi précis.
- Autonomie longue durée adaptée aux consultations intensives.

## Accessoires inclus

- 1 dermatoscope **Derma MED30**
- 1 adaptateur universel pour smartphone
- 1 embout de contact gradué
- 1 étui de transport
- 1 câble USB Type-C
- 1 chargeur
- 1 boîte de protection
- 1 chiffon microfibre

Le **Derma MED30** s'intègre dans une gamme complète de dermatoscopes adaptée aux différents besoins des professionnels :

- **Derma MED20** : Une version plus compacte et légère, idéale pour une utilisation nomade avec un champ de vision réduit.
- **Derma MED40** : Une version plus avancée avec un champ de vision élargi et des fonctionnalités supplémentaires pour une analyse dermatologique encore plus précise.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de [Dermatoscope](#) ou complétez votre kit, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée aux [matériel de Diagnostic](#)